

# 基準値再設定キャンペーン

## (A3法へ切り替えキャンペーン)

ATP + AMP法から  A3法へ!

期間：2018年10月22日～2018年12月31日まで

ATPとAMPの検査では見落とされる汚れがあります。  
A3法ならATP、AMPだけではなくADPも測定することで最も高感度な測定ができます。  
お使いのルシパックPenからルシパックA3に切り替えるだけで、  
ルミテスターPD-30はそのまま使用できます。

### ルシパックPen



### ATP + AMP法

### ルシパックA3



### A3法


カタログNO.	品名	数量	用途	キャンペーン単価	合計価格
60361-2	ルシパックA3 Surface 100本入り	2キット	衛生指導、厨房の清浄管理 食品工場の製造ライン	<del>¥24,000</del> → ¥22,800	¥45,600
60361-5		5キット		<del>¥24,000</del> → ¥22,080	¥110,400
60361-10		10キット		<del>¥24,000</del> → ¥21,600	¥216,000
60365-2	ルシパックA3 Water 100本入り	2キット	液体の環境衛生	<del>¥24,000</del> → ¥22,800	¥45,600
60365-5		5キット		<del>¥24,000</del> → ¥22,080	¥110,400
60365-10		10キット		<del>¥24,000</del> → ¥21,600	¥216,000

カタログNO.	品名	数量	用途	キャンペーン単価	合計価格
60331-2	ルシパックPen 100本入り	2キット	衛生指導、厨房の清浄管理 食品工場の製造ライン	<del>¥24,000</del> → ¥23,400	¥46,800
60331-5		5キット		<del>¥24,000</del> → ¥23,040	¥115,200
60331-10		10キット		<del>¥24,000</del> → ¥22,800	¥228,000
60336-2	ルシパックPen-AQUA 100本入り	2キット	液体の環境衛生	<del>¥24,000</del> → ¥23,400	¥46,800
60336-5		5キット		<del>¥24,000</del> → ¥23,040	¥115,200
60336-10		10キット		<del>¥24,000</del> → ¥22,800	¥228,000

# PenとA3はこんなに違います!

ルシパックPenとルシパックA3は平均で1.6倍違います。

測定箇所	ルシパックPen	ルシパックA3
お皿	11	19
釜内面	40	123
ざる	115	348
しゃもじ	105	156
スライザー刃	52	144
スライザーベルト	52	85
肉用パット	13	30
ピーラー内面、刃	3,701	16,622
包丁	48	93
冷蔵庫取手	392	502



実施例 (厨房)

## 基準値再設定の例

参考基準値 ①

測定箇所	ルシパックPen	ルシパックA3
手指	1,500	2,000

手洗い後のATP,ADP,AMPの存在比率は1:1:2でありADPの分だけ測定が高くなる。

参考基準値 ②

測定箇所	ルシパックPen	ルシパックA3
洗浄しにくい箇所	500	500
洗浄しやすい箇所	200	200

環境測定においてはPenと同じ基準で運用することでさらに高いレベルの衛生管理が可能。

## キャンペーンオーダーフォーム

このフォームに必要事項を記載の上、faxで送信するか、販売店にご注文下さい。

FAX No. : 03-3814-5347

(有効期限 2018年10月22日～12月31日受注分)

チェック	カタログNO.	品名	数量	キャンペーン価格
<input type="radio"/>	60361-2	ルシパックA3 Surface	2キット	¥45,600
<input type="radio"/>	60361-5		5キット	¥110,400
<input type="radio"/>	60361-10		10キット	¥216,000
<input type="radio"/>	60365-2	ルシパックA3 Water	2キット	¥45,600
<input type="radio"/>	60365-5		5キット	¥110,400
<input type="radio"/>	60365-10		10キット	¥216,000

チェック	カタログNO.	品名	数量	キャンペーン価格
<input type="radio"/>	60331-2	ルシパックPen	2キット	¥46,800
<input type="radio"/>	60331-5		5キット	¥115,200
<input type="radio"/>	60331-10		10キット	¥228,000
<input type="radio"/>	60336-2	ルシパックPen-AQUA	2キット	¥46,800
<input type="radio"/>	60336-5		5キット	¥115,200
<input type="radio"/>	60336-10		10キット	¥228,000

貴社名	御氏名
御住所	
御電話番号	
TEL.	FAX

家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401

〒860-0802 熊本県熊本市中央区中央街4-22

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

URL: http://www.ieda.co.jp/boeki/

TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

TEL. 050-6865-6356 FAX. 050-6865-6373

(販売店)