



15% OFF キャンペーン

2017年8月15日～11月15日



スペクトラムディスポーザブル透析チューブ

フロータイザー G2



- 添付のフロータイザーを装着すれば透析液中に G2 を垂直に浮遊させることができます。
- 容量に合わせてサンプルを入れれば希釈を抑えて透析する事ができます。
- キャップ式のふたは液漏れを防ぎ、サンプルのハンドリングを容易にします。
- 添付のピペットで容易にサンプル回収ができ、95 ~ 98%の回収率が期待できます。
- メンブレンは乾燥タイプで取り扱いが容易ですが、10%エタノール浸漬等により膜保護剤のグリセリンを除去してから使用することをお勧めします。

型番	分画分子量	容量	価格	キャンペーン
G235025	100D~500D	1mL	22,000	18,700
G235049	100D~500D	5mL	23,000	19,550
G235061	100D~500D	10mL	26,000	22,100
G235027	500D~1KD	1mL	22,000	18,700
G235051	500D~1KD	5mL	23,000	19,550
G235063	500D~1KD	10mL	26,000	22,100
G235029	3.5KD~5KD	1mL	22,000	18,700
G235053	3.5KD~5KD	5mL	23,000	19,550
G235065	3.5KD~5KD	10mL	26,000	22,100
G235031	8KD~10KD	1mL	22,000	18,700
G235055	8KD~10KD	5mL	23,000	19,550
G235067	8KD~10KD	10mL	26,000	22,100
G235033	20KD	1mL	22,000	18,700
G235057	20KD	5mL	23,000	19,550

型番	分画分子量	容量	価格	キャンペーン
G235069	20KD	10mL	26,000	22,100
G235034	50KD	1mL	22,000	18,700
G235058	50KD	5mL	23,000	19,550
G235070	50KD	10mL	26,000	22,100
G235035	100KD	1mL	22,000	18,700
G235059	100KD	5mL	23,000	19,550
G235071	100KD	10mL	26,000	22,100
G235036	300KD	1mL	22,000	18,700
G235060	300KD	5mL	23,000	19,550
G235072	300KD	10mL	26,000	22,100
G235037	1000KD	1mL	22,000	18,700
G235062	1000KD	5mL	23,000	19,550
G235073	1000KD	10mL	26,000	22,100

家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-14-16 オフィス家田
 TEL03-3816-2861 FAX03-3814-5347
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 13-9 第6マイナビル
 TEL06-6368-1518 FAX06-6338-5626
 〒860-0802 熊本県熊本市中央区中央 4-22
 TEL050-6865-6356 FAX050-6865-6373
 URL:<http://www.ieda.co.jp/>



15% OFF キャンペーン

2017年8月15日～11月15日



スペクトラムディスポーザブル透析チューブ バイオテック RC トライアルキット 7



Spectra/Por® 7 標準 RC 膜チューブは、乾燥タイプの Spectra/Por® や湿潤処理済 Spectra/Por® 6 にわずかに含まれる可能性のある重金属成分や硫化物の化学的除去処理を済ませた高純度膜です。即使用可の Spectra/Por 7 は湿潤処理済で、保存剤 0.05%アジ化ソーダ液に浸漬された状態で包装されていますので、保存剤を蒸留水で軽く洗い落とすだけで、サンプルを充填して透析を開始できます。

透析膜トライアルキットには、前処理済透析チューブ 1m と、クローサー 1組および開口ピン 5本が同封されていますので、少量実験や最適膜評価実験に便利です。

キャンペーン価格 全商品¥21,250

型番	分画分子量	平面幅	長さ	定価
132103T	1KD	18mm	1m	25,000
132104T	1KD	38mm	1m	25,000
132105T	1KD	45mm	1m	25,000
132107T	2KD	18mm	1m	25,000
132108T	2KD	38mm	1m	25,000
132109T	2KD	45mm	1m	25,000
132110T	3.5KD	18mm	1m	25,000
132111T	3.5KD	45mm	1m	25,000
132112T	3.5KD	54mm	1m	25,000
132113T	8KD	12mm	1m	25,000
132114T	8KD	24mm	1m	25,000
132115T	8KD	32mm	1m	25,000
132116T	8KD	40mm	1m	25,000
132131T	8KD	50mm	1m	25,000

型番	分画分子量	平面幅	長さ	定価
132117T	10KD	12mm	1m	25,000
132118T	10KD	24mm	1m	25,000
132119T	10KD	32mm	1m	25,000
132120T	10KD	45mm	1m	25,000
132121T	15KD	12mm	1m	25,000
132122T	15KD	24mm	1m	25,000
132123T	15KD	32mm	1m	25,000
132124T	15KD	45mm	1m	25,000
132125T	25KD	12mm	1m	25,000
132126T	25KD	28mm	1m	25,000
132127T	25KD	34mm	1m	25,000
132128T	50KD	12mm	1m	25,000
132129T	50KD	28mm	1m	25,000
132130T	50KD	34mm	1m	25,000

家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-14-16 オフィス家田
 TEL03-3816-2861 FAX03-3814-5347
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 13-9 第6マイグビル
 TEL06-6368-1518 FAX06-6338-5626
 〒860-0802 熊本県熊本市中央区中央 4-22
 TEL050-6865-6356 FAX050-6865-6373
 URL:<http://www.ieda.co.jp/>