

ホモジナイザーキャンペーン

2024年11月1日～2025年3月28日

超音波ホモジナイザー・VC-50・VCX-130・VCX-130PB

50Wモデル

低出力モデルの超音波ホモジナイザーをディスカウントいたします！
少量サンプルのアプリケーションに最適です。

20%
OFF



*スタンドはオプションです。

VC-50

*3mmプローブ標準付属

オプションプローブ



2mm (630-0423) 処理量目安 (150 μ L～5mL)
3mm (630-0422) 処理量目安 (250 μ L～10mL)
6mm (630-0435) 処理量目安 (10mL～50mL)

タイプ	VC-50
出力	50W
標準プローブ	3mm
タイマー	×
パルサー	×
フットスイッチ	○
価格	520,000
キャンペーン価格	416,000

130Wモデル



VCX-130

6mmプローブ標準付属



VCX-130PB

3mmプローブ標準付属

タイプ	VCX-130	VCX130PB
出力	130W	130W
標準プローブ	6mm	3mm
タイマー	○	×
パルサー	○	×
プッシュボタン	×	○
価格	¥780,000	¥760,000
キャンペーン価格	¥624,000	¥608,000

超音波ホモジナイザー・VC-505・VCX-500・VCX-750

500W, 750Wモデル

テーパーマイクロチップ (3mm, 5mm, 6mmいずれか) を1本、
またはクランプ&サポートスタンドをプレゼント！

プローブ交換により1000mLまでのサンプルを処理出来ます。

プレゼント
キャンペーン




VCX-500/750

13mmタップ型
プローブ標準付属



VC-505

13mmタップ型
プローブ標準付属



タイプ	VCX-500	VCX-750	VC-505
出力	500W	750W	500W
標準プローブ	13mm	13mm	13mm
タイマー	○	○	○
パルサー	○	○	○
プログラム	○	○	×
温度コントロール	○	○	×
価格	¥1,150,000	¥1,240,000	¥1,050,000

*温度コントロールにはオプションの温度プローブが必要です。

PRO200メカニカルホモジナイザー



[仕様]

回転数: 5,000~35,000rpm
処理量: 300μL~1,000mL
電力: 144W
重量: 0.5kg
ノイズレベル: 68dB
サイズ: W54×D50×H200mm


*ジェネレーターは別売です。

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
01-01200	PRO200ホモジナイザー	1	¥200,000	¥160,000
80-20000	PRO200スタンドアセンブリ	1	¥73,500	¥58,800
02-05075	5mm×75mmフラットボトムジェネレーター	1	¥245,000	¥196,000
02-07095	7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター	1	¥245,000	¥196,000
02-10115	10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター	1	¥259,000	¥207,200
02-20115	20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター	1	¥344,000	¥275,200

マルチ-ジェン7XLジェネレーター

マルチジェン7XLジェネレーター多サンプルの処理用に開発された脱着の容易なジェネレーターです。ジェネレーターを交換しながら次々とサンプルを処理できます。

材質は通常のジェネレーターと同じSUS316製のため耐久性が高く長年使えます。



20% OFF

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
07-07200	Multi-Gen モーターアダプター	1	¥112,000	¥89,600
02-070MGL6	Multi-Gen7XLジェネレーター	6	¥175,000	¥140,000
02-070MGL12	処理量目安(1.0mL~50mL)	12	¥350,000	¥280,000

PRO200ホモジナイザーセット

PRO200ホモジナイザーの
マルチジェン7XLジェネレーターセットです。

[セット内容]

- PRO200ホモジナイザー×1台
- Multi-Genモーターアダプター×1個
- Multi-Gen7XLジェネレーター×12本
- ジェネレーター分解工具×1式
- ケース



PRO200ホモジナイザー Multi-Gen7XLジェネレーター

15% OFF

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
PK01200PMGXL	PRO200ホモジナイザーセット	1	¥600,000	¥510,000

PRO250ホモジナイザー

300μLから5Lまで!
パワフルで汎用性の高いホモジナイザー



*ジェネレーターは別売です。

[仕様]

回転数: 10,000~30,000rpm
処理量: 300μL~5,000mL
電力: 576W
重量: 1.4kg
ノイズレベル: 72dB
サイズ: W69×D69×H228mm

15% OFF

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
01-01250	PRO250ホモジナイザー	¥280,000	¥238,000
80-25000	PRO250用スタンドアセンブリ	¥74,000	¥62,900
02-05075	5mm×75mmフラットボトムジェネレーター	¥245,000	¥208,250
02-07095	7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター	¥245,000	¥208,250
02-10115	10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター	¥259,000	¥220,150
02-20115	20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター	¥344,000	¥292,400
02-20200	20mm×200mm鋸歯状ジェネレーター	¥376,000	¥319,600
02-30200	30mm×200mmオープンスロット状ジェネレーター	¥497,000	¥422,450

家田貿易株式会社

(販売店)

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347
札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755
仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879
大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626
熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908
沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp https://www.ieda.co.jp/boeki/