

製品紹介

セルカウンター LUNAシリーズ

IQOQ対応機種あり
多彩なデータ転送オプション

是非比べてください

機種名	LUNA-FX7 ベシックパッケージ	LUNA-FX7 アドバンストパッケージ	LUNA-III	LUNA-FL	LUNA-STEM
型式	L70001	L70002	L60001	L20001	L30001
定価	¥2,250,000	¥3,400,000	¥530,000	¥1,300,000	¥1,300,000
サンプル容量	10-50 μ L	10-50 μ L	10 μ L	10 μ L	10 μ L
測定範囲 (細胞濃度)	検出範囲: 1×10^4 - 1×10^7 cell/ml 推奨範囲: 5×10^4 - 1×10^7 cell/ml	検出範囲: 1×10^4 - 1×10^7 cell/ml 推奨範囲: 5×10^4 - 1×10^7 cell/ml	検出範囲: 5×10^4 - 1×10^7 cell/ml	検出範囲: 5×10^4 - 1×10^7 cell/ml	検出範囲: 5×10^4 - 1×10^7 cell/ml
測定範囲 (細胞径)	検出範囲: 1-90 μ m 推奨範囲: 3-60 μ m	検出範囲: 1-90 μ m 推奨範囲: 3-60 μ m	検出範囲: 3-60 μ m 推奨範囲: 8-30 μ m	検出範囲: 1-90 μ m 推奨範囲: 5-60 μ m	検出範囲: 1-90 μ m 推奨範囲: 5-60 μ m
検出方法	LED:蛍光、明視野	LED:蛍光、明視野	LED:明視野	LED:デュアル蛍光、明視野	LED:デュアル蛍光
適応スライド	1ch/2ch/3ch/8ch リュ・ザ・ブルスライド	1ch/2ch/3ch/8ch リュ・ザ・ブルスライド	2ch/リュ・ザ・ブルスライド	2ch/リュ・ザ・ブルスライド	2ch/リュ・ザ・ブルスライド
フォーカス機能	マニュアル/オート	マニュアル/オート	マニュアル/オート	マニュアル	マニュアル
ソフトウェア	スタンダード	パイオプロセス	-	-	-
IQOQプロトコル	オプション	○	オプション	オプション	オプション
21 CFR Part 11対応	オプション	オプション	対応不可	対応不可	対応不可
データ転送	USBメモリ、WiFi、イーサネット	USBメモリ、WiFi、イーサネット	USBメモリ、イーサネット	USBメモリー	USBメモリー
内部ストレージ	250GB	1TB	10GB	-	-
重量	5.0kg	5.0 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.8 kg
寸法	245 x 280 x 240mm(W×D×H)	245 x 280 x 240mm(W×D×H)	220 x 210 x 90mm(W×D×H)	220 x 210 x 90 mm(W×D×H)	220 x 210 x 90 mm(W×D×H)

デモ機あります

年度末キャンペーン

2025年11月4日～2026年3月31日まで

ラブバック SS,S,M,L

パラフィルム

日本で最も親しまれているラブバックを
大幅ディスカウントいたします。

30%
OFF

研究室でおなじみの必需品です!

サイズ
4インチ: 101mm × 38m
2インチ: 51mm × 76m

27%
OFF



SS用スタンド ラブバック用ラック(L用)



カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
8001	ラブバックS 200枚	¥18,000	¥12,600
8002	ラブバックM 200枚	¥25,000	¥17,500
8003	ラブバックL 200枚	¥34,000	¥23,800
8000	ラブバックSS 100枚	¥5,000	¥3,500
9903	ラブバックSS用スタンド 1台	¥4,800	¥3,360
9904	ラブバック用ラック (L用)	¥24,000	¥16,800

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
9910001	パラフィルム 4インチ 125フィート	¥5,550	¥4,050
9910002	パラフィルム 2インチ 250フィート	¥5,950	¥4,340

ミニ遠心機 MINI-6K

MINI10K

MINI-6K

[仕様]
遠心速度 6,000rpm
遠心力 2,000×G
容量 1.5mL × 6本
重量 1.1kg
サイズ W158 × D189 × H122

6,000rpmの
ミニ遠心機、
付属品いろいろ!!

30%
OFF



[標準付属品]
0.5mLチューブアダプター×6
0.2mLチューブアダプター×6
8連PCRチューブアダプター×1
スライド用アダプター×1



MINI-10K

[仕様]
・遠心速度:10,000rpm
・遠心力:5,000×G
・容量:1.5mLチューブ×6本
・重量:1.1kg
・サイズ:W148 × D175 × H118mm

10,000rpmの
ミニ遠心機です。

30%
OFF



[標準付属品]
・0.5mLチューブアダプター×6
・0.2mLチューブアダプター×6



カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
MINI-6K	ミニ遠心機 Mini-6K	¥40,000	¥28,000

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
MINI-10K	ミニ遠心機 Mini-10K	¥43,000	¥30,100

新商品

かんたん操作の便利な多層培養容器

Ingens

COMING SOON

リアルタイム細胞培養
モニタリング装置

特長

- ・わずか10.5cm²の設置面積で1,718cm²の細胞培養を実現しました
- ・リアルタイム培養状況モニタリング装置を開発しました
これにより、細胞状況確認や回収時期確認を容易にしました
- ・3ステップの圧倒的な使いやすさを実現しました

STEP1 細胞培養液を投入
STEP2 容器を水平に置く
STEP3 容器を自立させる



12層 と 24層



カタログNO.	品名	価格
IGS24-AT-1	インジェン多層培養容器 (24段) 12個 (滅菌個包装)	¥168,000
IGS24-AT-2	インジェン多層培養容器 (12段) 24個 (滅菌個包装)	¥228,000

IEDA 家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-1 1F 家田
TEL:03-3816-2861 FAX:03-3814-5347
〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11 チェン北大前105号室
TEL:090-2226-5660 FAX:011-709-2755
〒980-0821 宮城県仙台市青葉区日町10-23 第1春山ビル2階H号
TEL:022-395-9878 FAX:022-395-9878
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 滋シル館II 401
TEL:06-6338-1518 FAX:06-6338-5626
〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL:096-285-1907 FAX:096-285-1908
〒901-0146 沖縄県那覇市具志川目9番21号 CASA ZERO 102号室
TEL:090-2210-7721 FAX:098-859-6271
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp
URL: http://www.ieda.co.jp/boeki/

マイクロマルチミキサー

マイクロチューブ、試験管、フラスコなどの攪拌に最適です。

20%
OFF



付属品

品名	イメージ	容器	処理量目安
攪拌棒大		ビーカー、フラスコ	100mL ~ 300mL
攪拌棒中		ビーカー、フラスコ	25mL ~ 100mL
攪拌棒小		試験管、コニカルチューブ	5mL ~ 25mL
攪拌ベッスル		マイクロチューブ	0.5mL ~ 2mL

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
9996	マイクロマルチミキサー 1式	¥30,000	¥24,000
9993	攪拌ベッスル 1.5mL 100本	¥12,800	¥10,240

IEDA 家田貿易株式会社

ペンカウンター



20% OFF

■コロニーカウント、その他の数量計測に応用可能

シャーレの裏からコロニー上にマーカーでマークしながらカウントしていくコロニーカウンターです。カウントと同時にブザー音も鳴るので、カウントロスが防げます。マーカーは市販のマッキー(極細/超極細)が最適です。マッキー以外でも太さ11mm以下のマーカーなら使用可能です。

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
DOT-PEN	ペンカウンター 一式	¥28,000	¥22,400

サーモQ 未来型Dry Bath

プログラムブロックインキュベーター!
ホットリッド付きなので微量サンプルのロスが防げます!



【仕様】
・温度範囲 0℃～100℃
・温度精度 ±0.5℃
・加熱時間 12分以下(RT→100℃)
・冷却時間 12分以下(RT→4℃)

【特長】

- Hot-Lid 付きBlock-Unitは5種類から選択可能
- PC接続により、温度・時間のプログラムが可能
- 高性能なTE パネルを使用
- ブロックインキュベーター最高クラスの加熱冷却速度

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
CHB-T2A	サーモQ(1.5ml×15本、0.5ml×20本ブロック)	¥140,000	¥112,000
CHB-T2B	サーモQ(1.5ml×35本ブロック)	¥140,000	¥112,000
CHB-T2C	サーモQ(0.5ml×54本ブロック)	¥140,000	¥112,000
CHB-T2D	サーモQ(0.2ml×96本ブロック)	¥140,000	¥112,000
CHB-T2E	サーモQ(2.0ml×35本ブロック)	¥140,000	¥112,000

20% OFF

4Lウォーターバス・N3-4

コンパクトなので温度上昇が早く大変便利です。空焚き防止装置付き。



【仕様】

温度範囲 室温+10℃～100℃
温度精度 ±0.2℃
ヒーター 480W
加熱速度 80分以下(20→95℃)
消費電力 500W
バス容量 4L
本体寸法 (W)200×(D)370×(H)250mm
バス内寸 (W)135×(D)238×(H)146mm

オプション



カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
N3-4	4Lウォーターバス	¥106,000	¥84,400
N3-4PP	PP製フタ	¥16,500	¥13,200
N3-4F	フラスコトレイ	¥18,000	¥14,400

20% OFF

顕微鏡用カメラ・SuperShot

使い勝手がよくコストパフォーマンスが高い
顕微鏡カメラです。(コンピューター不要)


11.6inch Full HDモニター付いてます!



22% OFF

【特徴】

- ・Sony裏面照射CMOSセンサーで画像もきれいです。
- ・感度が高く普通の蛍光画像も撮影できます。
- ・カメラに直接マウスをつないでコントロールできます。
- ・撮影画像に名前がつけられます。
- ・フレームレートが早くストレスがありません



【仕様】

CMOSセンサー: 裏面照射SonyIMX307C
センサーサイズ: 1/2.8inch(5.12×3.84)
ピクセルサイズ: 2.9×2.9μm
画素数: 200万画素
フレームレート: 60fps(1920×1080)

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
SuperShot	SuperShot顕微鏡用HDMIカメラ	¥190,000	¥148,000
ExFocus	Cマウントアダプタ(各社有り)	¥30,000	—
SM-D	マイクロメーター0.1/0.01mm混合目盛	¥10,000	—


ミニプレート遠心機MPC-P25



【付属品】

PCRチューブアダプター

PCRプレートアダプター



【特長】

- 使用可能プレート:
- PCRプレートスカート付き・スカートなし
- エライザプレート
- 8×0.2mL PCR ストリップチューブ
- 0.2mL PCR チューブ
- 最高速度からのブレーキは30秒以内です。
- タイマーは最高10分までです。
- ショートスピンでスピンドダウンが簡単です。
- 流線型のデザインはより静かで、コンパクトです。
- 透明なPC製フタにより確認が容易です。

数量限定

35% OFF

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
MPC-P25	ミニプレート遠心機	¥135,000	¥87,000

アイスラック・On Ice Rack

【用途】

- ・サンプルの反応や保冷
- ・全てのサンプルを同じ温度で保持
- ・クラッシュアイス上で0℃～4℃以内を維持

【構造的特長】

- ・熱伝導性が優れたアルミ製ラック
- ・実験台でも滑りにくい
- ・手で持ちやすいスリット付構造



アイスラック



アイスラック PCR

(W157×D152×H21mm)

(W157×D152×H20mm)

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格	カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
AAAJ2011	アイスラック 1.5mL×50本、0.2mL×64本	¥15,000	¥12,000	IO-1	アイスオンI (1.5mL×24本)	¥4,200	¥3,570
AAAJ2021	アイスラックPCR 1.5mL×30本、PCRプレート1枚	¥15,000	¥12,000	IO-2	アイスオンII (0.2mL×96本、1.5mL×4本、0.5mL×6本)	¥9,000	¥7,650

氷の上に置くことでラック全体を保冷する冷却ラック
です、1.5mLチューブ用とPCRチューブ用があります。

サイドに1.5m Lと0.5mLの
チューブがセットできます。



15% OFF