

# 消耗品キャンペーン

2024年1月9日～2024年3月29日

## ラブバッグSS、S、M、L

30% OFF

日本で最も親しまれているラブバッグを大幅ディスカウントいたします。

ラブバッグS、M、L



ラブバッグSS



※ラックは別売です。

サイズ	S,M,L用付属品
SS (250×370mm)	・結束バンド200本 ※SSには付きません。
S (305×660mm)	
M (405×660mm)	
L (610×810mm)	

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
8001	ラブバッグS	200枚	¥16,000	¥11,200
8002	ラブバッグM	200枚	¥22,000	¥15,400
8003	ラブバッグL	200枚	¥30,000	¥21,000
8000	ラブバッグSS	100枚	¥4,500	¥3,150
9903	ラブバッグSS用スタンド	1台	¥4,800	¥3,360

## バイオハザードバッグ

しなやかで丸めやすい廃棄用バッグ

しなやかで丸めやすいポリエチレン製のバイオハザードバッグです。卓上サイズでクリーンベンチ内で少量のチップやチューブを廃棄するのに最適です。

耐熱温度 : 121℃  
サイズ : 210×275mm



25% OFF

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
8004N	バイオハザードバッグN	200枚	¥5,000	¥3,750
9908N	BHB用スタンド	1	¥4,800	¥3,600

## ミニ遠心機 MINI-6K MINI-10K

### MINI-6K

6,000rpmのミニ遠心機、付属品いろいろ!!

[仕様]

遠心速度: 6,000rpm  
遠心力: 2,000×G  
容量: 1.5mL×6本  
重量: 1.1kg  
サイズ: W158×D189×H122

[標準付属品]

0.5mLチューブアダプター×6  
0.2mLチューブアダプター×6  
8連PCRチューブアダプター×1  
スライド用アダプター×1



30% OFF

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
MINI-6K	ミニ遠心機 Mini-6K	¥40,000	¥28,000

### MINI-10K

10,000rpmのミニ遠心機です。

[仕様]

遠心速度: 10,000rpm  
遠心力: 5,000×G  
容量: 1.5mL×6本  
重量: 1.6kg  
サイズ: W158×D189×H122



30% OFF

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
MINI-10K	ミニ遠心機 Mini-10K	¥43,000	¥30,100

## アイスオン

氷の上に置くことでラック全体を保冷する冷却ラックです。1.5mLチューブ用とPCRチューブ用があります。

サイドに1.5mLと0.5mLのチューブがセットできます。



アイスオンII

アイスオンI

15% OFF

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
IO-1	アイスオンI (1.5mL×24本)	1台	¥4,200	¥3,570
IO-2	アイスオンII (0.2mL×96本, 1.5mL×4本, 0.5mL×6本)	1台	¥9,000	¥7,650

## パラフィルム

研究室でおなじみの必需品です!

サイズ  
4インチ: 101mm×38mm  
2インチ: 51mm×76mm



27% OFF

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
9910001	パラフィルム4インチ 125フィート	1	¥5,050	¥3,700
9910002	パラフィルム2インチ 250フィート	1	¥5,450	¥3,980

## ストレージボックス

2mLまでのチューブを100本保存できます。

【仕様】  
サイズ: 140×140×53mm  
材質: ポリプロピレン製  
耐熱性: -90℃～121℃まで



**25% OFF**

カタログNO.	タイプ	入数	価格	キャンペーン価格
80100	単色(白)	5	¥6,000	¥4,500
SB100	5色(白、青、赤、オレンジ、パープル)	5	¥6,000	¥4,500

## クライオボックス25/81

液体窒素まで使用できるフリーザー用ラックです。  
2mLまでのチューブが使用可能で、81本用と25本用があります。

【仕様】  
サイズ: 131×131×52mm/75×75×52mm  
材質: ポリカーボネイト製  
耐熱性: 液体窒素～100℃ (オートクレーブ不可)



**大好評**

**25% OFF**

カタログNO.	カラー	入数	価格	キャンペーン価格
CB81	ブルー、レッド、イエロー	3	¥6,000	¥4,500
CB25	ブルー、レッド、イエロー	6(各2)	¥5,500	¥4,120

## 4Lウォーターバス NS-4



コンパクトなので温度上昇が早く大変便利です。  
空焚き防止機能付き。

オプション



PP製フタ



フラスコトレイ

**20% OFF**

【仕様】  
温度範囲: 室温+10℃～100℃  
温度精度: ±0.2℃  
ヒーター: 480W  
加温速度: 80分以下(20→95℃)  
消費電力: 500W  
バス容量: 4L  
本体寸法: (W)200×(D)370×(H)250mm  
バス内寸: (W)135×(D)238×(H)146mm

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
N3-4	4Lウォーターバス	¥106,000	¥84,800
N3-4PP	PP製フタ	¥16,500	¥13,200
N3-4F	フラスコトレイ	¥18,000	¥14,400

## ボルテックスミキサー VM-96A



安定感のある低いボディでさまざまな形状の容器を攪拌できる  
ボルテックスミキサーです。チューブホルダーを使えば、複数サンプル  
をフリーハンドで攪拌できます。

【仕様】  
最高速度: 3,000rpm/1,500rpm  
モード: タッチ、連続  
方式: オービタル  
回転半径: 4mm  
重量: 3.0kg  
プラットフォーム寸法: 76×76mm  
本体寸法: 154(W)×210(D)×84(H)mm

【オプション】



ボブリープラットフォーム フラットプラットフォーム マイクロプレートトレイ



チューブホルダー各種



**15% OFF**

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
VM-96A	ボルテックスミキサー	¥58,000	¥49,300
VMS0063	ボブリープラットフォーム	¥5,000	¥4,250
VMS0058	フラットプラットフォーム(標準付属)	¥5,000	¥4,250
VMS0008JT	マイクロプレートトレイ	¥5,000	¥4,250
AAA36521	チューブホルダー10mmΦ×16本	¥5,000	¥4,250
AAA36522	チューブホルダー12mmΦ×9本	¥5,000	¥4,250
AAA36523	チューブホルダー15mmΦ×9本	¥5,000	¥4,250
AAA36524	チューブホルダー20mmΦ×5本	¥5,000	¥4,250
AAA36525	チューブホルダー25mmΦ×4本	¥5,000	¥4,250
AAA36526	チューブホルダー8mmΦ×18本, 10mmΦ×28本	¥5,000	¥4,250

**IEDA 家田貿易株式会社**

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田  
TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp <https://www.ieda.co.jp/boeki/>

(販売店)