

顕微鏡関連製品キャンペーン

2024年12月1日～2024年2月29日

顕微鏡用カメラ・SuperShot

使い勝手がよくコストパフォーマンスが高い
顕微鏡カメラです。(コンピューター不要)

13.1inch Full HDモニター付いてます!

22%
OFF




[仕様]

CMOSセンサー: 裏面照射SonyIMX307C
センサーサイズ: 1/2.8inch(5.12×3.84)
ピクセルサイズ: 2.9×2.9μm
画素数: 200万画素
フレームレート: 60fps(1920×1080)

[特徴]

- ・Sony 裏面照射 CMOS センサーで画像もきれいです。
- ・感度が高く普通の蛍光画像も撮影できます。
- ・カメラに直接マウスをつないでコントロールできます。
- ・撮影画像に名前がつけられます。
- ・フレームレートが早くストレスがありません。



カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
SuperShot	SuperShot顕微鏡用HDMIカメラ	¥190,000	¥148,000
ExFocus	Cマウントアダプタ(各社有り)	¥30,000	—
SM01	マイクロメーター0.1mm目盛	¥6,000	—
SM-D	マイクロメーター0.1/0.01mm混合目盛	¥10,000	—

顕微鏡用HDMIカメラ・TrueChrome II Plus

お持ちの顕微鏡にCマウントで接続するだけで簡単に使用できる顕微鏡用カメラです。CCDカメラから直接HDMIケーブルでモニターに画像を表示する事ができ、フルHD 30fpsだから高解像度でもリアルタイム画像にもたつきがありません。

PC不要で直接モニターを見ながらマウスで操作が可能!
蛍光撮影にさらに強くなりました。

20%
OFF



[仕様]

センサー: 裏面照射CMOS Sony IMX307
HDMI出力: 1920×1080 30fps (ズーム機能付)
コントロール: カメラ内蔵ソフト、マウス操作
静止画保存: 600万画素(SDカード)
動画保存: 1920×1080 30fps(SDカード)
動画保存形式: AVI

11.6inch Full HDモニタープレゼント!

スタンドでもカメラ固定でも使える2wayの高精細Full HDモニターをプレゼントいたします。
省スペースで色再現性も良く顕微鏡モニターとして最適です。



カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
TC-II Plus M11.6HR	キャンペーンセット	¥290,000	¥230,000
ExFocus	Cマウントアダプタ(各社有り)	¥30,000	—
SM-D	マイクロメーター 0.1mm/0.01mm混合目盛	¥10,000	—

HDMI 4Kカメラ・Tribrid Camera

コンピューター不要! 『13.3inch 4Kモニターセットキャンペーン』
高画質の4Kカメラを内蔵のソフトウェアでモニターを見ながらコントロールできます。

31%
OFF



[仕様]

センサー: 裏面照射CMOS Sony IMX334
1/1.8 inch 3840×2160 829万画素
HDMI出力: 3840×2160 60fps
コントロール: カメラ内蔵ソフトor PCコントロール
静止画保存: 800万画素
動画保存: 4K 30fps MP4

[特長]

- 4Kの高精細画像がお手軽に実現
- 画像保存はSDカードかWi-FiでPCに送信
- USB3.0でPC繋いで、多機能なソフトウェアでコントロール
- カメラとPCをLANもしくはWi-Fiで接続してコントロール

[付属品]

カメラ本体、ACアダプター、USBマウス、USB Wi-Fiアダプター、
HDMIケーブル、USB3.0ケーブル、PC用ソフトウェア USB、
SDカード 16GB

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
Xcam4K-TFT	4Kモニターセット	1	¥360,000	¥248,000
Xcam4K	4K Tribridカメラ	1	¥300,000	¥228,000

顕微鏡用 蛍光ユニット

お持ちの顕微鏡に取り付けるだけで蛍光顕微鏡にはやがわり!
顕微鏡組み込みモデル(BT-ExMi)

20%
OFF

[特長]

- 励起光源は(U:365nm/ B:485nm/ G:530nm/A:590nm/R:630nm)から選択
- 励起光源は3色まで搭載可能
- コントロールユニットはon/offと照度調節
- フィルターはバンドパスフィルターかハイパスフィルターから選択

正立顕微鏡セット例

倒立顕微鏡セット例



[ユニット構成]

- ・スライドユニット
- ・コントロールユニット
- ・ACアダプター



カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
BT-ExMi□	顕微鏡用蛍光ユニット1色セット(UBGARから1色選択)	¥298,000	¥218,000
BT-ExMi□□	顕微鏡用蛍光ユニット2色セット(UBGARから2色選択)	¥463,000	¥348,000
BT-ExMi□□□	顕微鏡用蛍光ユニット3色セット(UBGARから3色選択)	¥658,000	¥498,000

実体顕微鏡用 蛍光ユニット

実体顕微鏡に取り付けることができます。
励起光源は485nmと530nmを標準装備

[特長]

- LEDユニットをスライドして励起光源とフィルターの切り替えが同時にできます。
- サンプルを動かすことなく2色励起の観察撮影ができます。
- 対物レンズへ固定、手元スペースが大きく開放され作業の邪魔になりません。
- 透過光と485nmと530nmの3色観察撮影が簡単に切り替え可能です。
- オプションで高性能フィルターをご用意しています。(お問い合わせ)

搭載例



20%
OFF

- [仕様]
- ・搭載波長: 青色(485nm)、緑色(530nm)
 - ・励起範囲: 10mm~20mmφ
 - ・観察フィルター: オレンジ、レッド
 - ・取り付け可能径: φ70mm
 - ・サイズ: W170×D140×H80mm

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
BT-ExSMH-BG	実体顕微鏡用蛍光ユニット	¥248,000	¥198,000

Ex Flash Light

どこでも手軽に使えるハンディー式励起光源
全5色!

UV(365nm) | B(485nm) | C(505nm) | G(530nm) | DR(660nm)



[特長]

- 小さくても強力照射、さらに均一性が増してリニューアル
- コントラストを高めるLowPassフィルター組み込み式
- 励起波長が増えて多くの蛍光物質に対応しました。
- 660nmで、インフラレッドなど近赤外線蛍光の観察が可能

[用途]

- ・マウスなどの発現観察
- ・植物の発現観察
- ・電気泳動のバンドの確認

さらにシャープカットゴーグルプレゼント!

(ExF-DRを除く)



20%
OFF

[蛍光色素対応]

UV	Sirius,EBFP
B	EtBr,SYBRgreen,Gelgreen,SYPROruby
C	EYFP など
G	RFP,mcherry,KusabiraOrange など
DR	Infrared の観察

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
ExF-UV	Exフラッシュライト UV (365nm)	1	¥48,000	¥38,000
ExF-B	Exフラッシュライト B (485nm)	1	¥40,000	¥32,000
ExF-C	Exフラッシュライト C (505nm)	1	¥40,000	¥32,000
ExF-G	Exフラッシュライト G (530nm)	1	¥40,000	¥32,000
ExF-DR	Exフラッシュライト DR (660nm)	1	¥48,000	¥38,000



家田貿易株式会社

(販売店)

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp <https://www.ieda.co.jp/boeki/>