

サーモセル CHB-202

ThermoCell Coolsig & Heating Block

プログラム機能付きクーリング&ヒーティングブロック！




特長

- ・ 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能
- ・ 温度安定性のため自動調整
- ・ 幅広いアプリケーションのために8種類のブロックを用意
- ・ ペルチェにより軽量、コンパクトで優れた熱効率を実現

仕様

温度範囲：0°C~100°C
 温度設定：-10~105°C
 温度精度：±0.5°C
 タイマー：1分~99時間59分
 加温時間：35分以下(20→100°C)
 冷却時間：50分以下(100→0°C)、25分以下(20→0°C)
 本体重量：3.3kg
 本体寸法：(W)200×(D)300×(H)150mm

別売サーモセル用ブロック



カタログNO.	品名	数量	価格
CHB-202	サーモセル	1台	¥115,000
CHB-202A	1.5mL用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202B	0.5mL用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202C	0.2mL用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202H	2.0mL用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202D	試験管用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202E	ウォーターバスブロック	1台	¥42,000
CHB-202G	ミックスブロック	1台	¥59,000
CHB-202J	プレート用ブロック	1台	¥42,000

※2.0mL用ブロックは長さ42mmまでのチューブが適合します。(エッペンドルフ95170など)



IEDA 家田貿易株式会社 <https://www.ieda.co.jp/boeki/>
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271