

# サーモセル・ミキシングブロック MB-101

## ThermoCell CooLoig & Heating & Mixing Block

クーリング&ヒーティング&ミキシングブロック！  
従来のサーモセルにミキシング機能もプラス！



### 特長

- ・ 温度安定性のため自動調整
- ・ 幅広いアプリケーションのために7種類のブロックを用意
- ・ ペルチェにより軽量、コンパクトで優れた熱効率を実現仕様

温度設定：0°C~105°C  
 温度範囲：室温-14°C~100°C  
 温度精度：±0.5°C  
 攪拌速度：300rpm~1,500rpm  
 タイマー：1分~99時間59分  
 加温時間：12分(20→100°C)  
 冷却時間：8分(室温→-10°C)  
 15分(100→10°C)  
 本体重量：8.5kg  
 本体寸法：(W)249×(D)328×(H)166mm

### 別売サーモセル用ブロック



カタログNO.	品名	数量	価格
MB-101	サーモセル・ミキシングブロック	1台	¥255,000
CHB-202A	1.5mL用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202B	0.5mL用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202C	0.2mL用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202H	2.0mL用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202D	試験管用ブロック	1台	¥42,000
CHB-202G	ミックスブロック	1台	¥59,000
CHB-202J	プレート用ブロック	1台	¥42,000

※2.0mL用ブロックは長さ42mmまでのチューブが適合します。(エッペンドルフ95170など)



家田貿易株式会社

<https://www.ieda.co.jp/boeki/>  
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田  
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401  
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号  
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39  
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号  
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号  
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271