

4Lウォーターバス

4L WATER BATH · N3-4



縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバスです。透明なPP製フタを使えばさらに温度の安定性を高めます。空焚き防止機能付き。

仕様

温度範囲：室温+10℃～100℃
 温度精度：±0.2℃
 ヒーター：480W
 加熱速度：80分以下(20→95℃)
 消費電力：500W
 バス容量：4L
 本体寸法：(W)200×(D)370×(H)250mm
 バス内寸：(W)135×(D)238×(H)146mm



カタログNO.	品名	入数	価格
N3-4	4Lウォーターバス	1台	¥106,000
N3-4PP	PP製フタ	1個	¥16,500
N3-4F	フラスコトレー	1台	¥18,000

 **家田貿易株式会社** <https://www.ieda.co.jp/boeki/>
 E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
 TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401
 TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11テケン北大前105号
 TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39
 TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
 TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
 TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271