

細胞塗沫遠心機

サイトフェージスライドスピナー




Cytofuge2


特長

- ・チルドアップ方式により検体は遠心前後スライドガラスに触れない構造になっていますので、貴重な検体をロストしません。
- ・一層・三層のセルコンцентрーターとフィルターコンцентрーターがあります。
- ・三層セルコンцентрーターは1枚のスライドガラスに希釈率の異なるサンプルや、異なるサンプルをコンタミネーションの心配無くモノレイヤー塗沫する事が出来ます。
- ・ユーザーフレンドリー設計により、使いやすく小型軽量です。
- ・ローターは取り外し洗浄が可能で、二重シールドによりコンタミネーションの心配がありません。


アプリケーション



脳脊髄液 (髄液)



細膜細胞




骨髄



気管支吸引液


一層・三層セルコンцентрレーター



【特長】

- サンプル量は一層セルが300~800 μ L
三層セルが各50~200 μ L
- 三層セルは1枚のスライド上に異なる濃度、検体を塗抹し比較する事が出来る。
- DisposableとしてもReusableとしても使用可能

フィルターコンцентрレーター



【特長】

- フィルターコンцентрレーターのサンプル量は50~400 μ L
- DisposableとReusableの2タイプ
- フィルターによる早い蒸発効果を防ぐセルフロックシステムのため高い回収率を実現

【本体価格】

カタログNO.	品名	価格
CF02	サイトフュージ 2 (本体)	¥878,000 販売終了
	(付属品) 一層セルコンцентрレーター×4 三層セルコンцентрレーター×4 バックプレート×4 セルコンцентрレーター用クリップ×8 ディスポーザブルフィルターコンцентрレーター×4 フィルターコンцентрレーター用クリップ×4	

【消耗品価格】

カタログNO.	品名	数量	価格
FF01	ディスポーザブルフィルターコンцентрレーター	48個	¥38,000
FFR1	リユースブルフィルターコンцентрレーター	コンцентрレーター20個 濾紙200枚	¥45,000
FFCL	フィルターコンцентрレーター用クリップ	4個	¥22,000
CC01	一層セルコンцентрレーター	10個	¥11,000
CC03	三層セルコンцентрレーター	10個	¥14,000
CCR1	オートクレイブ可能 一層セルコンцентрレーター	10個	¥27,000
CCR3	オートクレイブ可能 三層セルコンцентрレーター	10個	¥27,000
GK01	一層セルコンцентрレーター 用シリコンガスケット	100個	¥23,000
GK03	三層セルコンцентрレーター 用シリコンガスケット	100個	¥26,000
CLIP	セルコンцентрレーター用クリップ	10個	¥22,000
BP01	コンцентрレーター用バックプレート	10個	¥22,000

【サイトフュージ 2 仕様】

ローター	4ポジション (滅菌可能)
スピード (回転数)	8段階(rpm) 600、700、850、1,000、1,300、2,200、4,400
タイマー	2、4、6、8、10、30分 (6段階可変)
外寸	W175mm × D220mm × H145mm
重量	2.0kg



家田貿易株式会社

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-14-16 オフィス家田

TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 13-9 江坂シビル館 II 401

TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626

〒861-8035 熊本県熊本市東区御嶺 6-7-39

TEL.096-285-1907 FAX.096-285-1908

E-mail: boeki@idea-group.co.jp