

オービタルシェーカー OS-100

ORBITAL-SHAKER・OS-100

インキュベーター内で使用可能なコンパクトなオービタルシェーカーです。プラットフォームはチューブや試験管に最適なワイヤープラットフォームからフラットプラットフォーム、フラスコプラットフォーム、各種容器に対応可能なユニバーサルプラットフォームの5種類をご用意いたしました。

コンパクト設計でインキュベーター内で使用可能!

NEW




特長

- ・優れた回転機構は滑らかで静音です。
- ・タッチフレンドリーなダイヤル式で速度と時間を簡単に設定可能。
- ・長寿命でメンテナンスフリーのDCブラシレスモーター採用
- ・滑らかに加速/減速するためサンプルを安全に保持します。

仕様

- ・回転速度：50~300rpm
- ・回転運動：10mmオービタル
- ・重量：7.2kg
- ・使用環境：4~45℃、湿度70%まで
- ・最大負荷：3kg
- ・タイマー：1分~99時間59分
- ・本体サイズ：W280×D270×H110mm

プラットフォーム各種



カタログNO.	品名	数量	価格
OS-100	オービタルシェーカー・OS-100	1	¥140,000
PP-1	フラットプラットフォーム	1	¥11,500
PP12-100	100mLフラスコ用プラットフォーム	1	¥32,000
PP06-250	250mLフラスコ用プラットフォーム	1	¥29,000
PP-SP	スプリングワイヤープラットフォーム	1	¥51,000
UP-1	ユニバーサルプラットフォーム	1	¥40,000

 IEDA 家田貿易株式会社 <https://www.ieda.co.jp/boeki/>
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271