


ミニ遠心機 Mini-6K, Mini-10K

Mini Centrifuge Mini-6K , Mini-10K

軽くてコンパクトなパーソナルミニ遠心機です。カラーによって遠心速度が異なります。またチューブアダプターも標準付属です。

NEW

Mini-6K
6,000rpm



[標準付属品]

0.5mLチューブアダプター×6
0.2mLチューブアダプター×6
8連PCRチューブアダプター×1
スライド用アダプター×1

Mini-10K
10,000rpm



[標準付属品]

0.5mLチューブアダプター×6
0.2mLチューブアダプター×6

[仕様]

タイプ	Mini-6K	Mini-10K
遠心速度	6,000rpm	10,000rpm
遠心力	2,000×G	5,000×G
容量	1.5mL×6本	1.5mL×6本
重量	1.1kg	1.6kg
サイズ	W148×D175×H118 (mm)	W148×D175×H118 (mm)

カタログNO.	品名	価格
Mini-6K	ミニ遠心機・Mini-6K	¥40,000
Mini-10K	ミニ遠心機・Mini-10K	¥43,000



IEDA 家田貿易株式会社

<https://www.ieda.co.jp/boeki/>
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271