

# ミニプレート遠心機・MPC-P25

MINI-PLATE CENTRIFUGE・MPC-P25

ユニークなデザインの水平ローター(特許済)採用のプレート遠心機です!

## [特長]

- 使用可能プレート:
  - PCRプレートスカート付き・スカートなし
  - エライザプレート
  - 8×0.2mL PCR ストリップチューブ
  - 0.2mL PCR チューブ
- 最高速度からのブレーキは30秒以内です。
- タイマーは最高10分までです。
- ショートスピンドスピンドアウンが簡単です。
- 流線型のデザインはより静かで、コンパクトです。
- 透明なPC製フタにより確認が容易です。

NEW





## [仕様]

最高速度: 2,200rpm  
遠心力: 480xg  
タイマー: 0~10分  
サイズ: 29(W) × 36(D) × 14(H) cm  
重量: 3.6kg  
電源: AC100-120V / AC200-240V (50-60Hz)  
容量: PCRプレート2枚(スカート付き、スカートなし)  
エライザプレート2枚  
PCRチューブ、8連PCRチューブ

## [付属品]

PCRチューブアダプター PCRプレートアダプター



## [対応プレート]

PCRプレート(スカート無し)



PCRプレート(スカート付き)



ELISAプレート



PCRチューブ



カタログNO.	品名	数量	価格
MPC-P25	ミニプレート遠心機	1台	¥135,000

 IEDA 家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347  
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626  
第6マイダビル401

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>