

Multi Well Plate 用

Bottom Viewer

写真撮影用

マルチウェルプレートの底が すべて 見えるんです!!

デモ機にてご確認ください




マルチウェルプレートにかぶせるだけ

デジカメで撮影しても、
全てのウェルの底が完全に写ります。



- 全ての Well で正確なカウントができます。
- 落射蛍光観察も可能な透明な枠を採用、
均一な励起で正確な蛍光量を観察できます。
- 35cm 以上離して撮影してください。
- 大きさ W152xD108xH25mm

落射蛍光励起撮影例



製品名	型式	金額	キャンペーン金額
ボトムビューアー	BV-35	¥50,000	¥39,800

金額には消費税を含んでおりません。また、製品の仕様および金額は、予告なく変更される場合があります。

(製造元)

バイオツールズ株式会社

(お問い合わせ先)

 IEDA 家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626
第6マイタビル401

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki>