

# オービタルシェーカー OS-300

ORBITAL-SHAKER・OS-300

コンパクト設計ながら耐荷重8kgまでのパワフルオービタルシェーカーでインキュベーター内で使用する事も可能です。旋回方向の切り替えが可能で9種類のプログラムが設定可能です。

**耐荷重8kg、旋回方向の切り替え可能、9種類のプログラム設定可能!**

**NEW**



## 特長

- ・ 9種類のプログラム設定が可能(各9ステップまで)
- ・ 旋回方向を切り替え可能
- ・ 優れた回転機構は抵抗が無くスムーズで静音です。
- ・ 長寿命でメンテナンスフリーのDCブラシレスモーター採用
- ・ 滑らかに加速/減速サンプルを安全に保持します。

## 仕様

- ・ 回転速度：50～250rpm
- ・ 回転運動：10mm/15mm/20mmオービタル可変
- ・ 重量：17.5kg
- ・ 使用環境：4～45℃、湿度70%まで
- ・ 最大負荷：8kg
- ・ タイマー：1分～99時間59分
- ・ 本体サイズ：W320×D350×H145mm

## プラットフォーム各種



カタログNO.	品名	数量	価格
OS-300	オービタルシェーカー・OS-300	1	¥330,000
S-PP-1	フラットプラットフォーム	1	¥22,500
S-PP-2	プラスチック用プラットフォーム	1	¥21,000
SH250	250mLプラスチック用クランプ	1	¥3,200
SH500	500mLプラスチック用クランプ	1	¥4,200
SH1000	1000mLプラスチック用クランプ	1	¥5,300
S-UP-SP	スプリングワイヤープラットフォーム	1	¥51,000

 **IEDA 家田貿易株式会社** <https://www.ieda.co.jp/boeki/>  
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田  
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号  
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号  
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401  
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39  
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号  
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271