

Exフラッシュライト

Ex Flash Light

NEW

どこでも手軽に使えるハンディー式励起光源 全5色！

UV (365nm) / B (470nm) / C (505nm) / G (530nm) / DR (660nm)




[用途]

- ・ マウスなどの発現観察
- ・ 植物の発現観察
- ・ 電気泳動のバンドの確認

B (470nm)

G (530nm)




[特長]

- 小さくても強力照射、さらに均一性が増してリニューアル
- コントラストを高めるLowPassフィルター 組込み式
- 励起波長が増えて多くの蛍光物質に対応しました。
- 励起光源の660nmで、インフラレッドなど近赤外線蛍光の観察ができます。
- 暗室でもフィールドでも、その場で蛍光観察ができます。

[蛍光色素対応]

UV	Sirius,EBFP
B	EtBr,SYBRgreen,Gelgreen,SYPROruby
C	EYFP など
G	RFP,mcherry,KusabiraOrange など
DR	Infrared の観察

[簡易フィルター]



ライトを差込んで使えます。



ただ今、シャープカットゴーグルをプレゼント!!

カタログNO.	品名	入数	価格
EXF-UV	Exフラッシュライト UV(365nm)	1	¥48,000
EXF-B	Exフラッシュライト B(470nm)	1	¥40,000
EXF-C	Exフラッシュライト C(505nm)	1	¥40,000
EXF-G	Exフラッシュライト G(530nm)	1	¥40,000
EXF-DR	Exフラッシュライト DR(660nm)	1	¥48,000
BT-LP730	高性能ハイパスフィルター(730nm) 50×50mm	1	¥58,000
EXF-F-0	簡易フィルター (オレンジ)	1	¥3,000
EXF-F-R	簡易フィルター (レッド)	1	¥3,000

 IEDA 家田貿易株式会社

〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401

〒860-0802熊本県熊本市中央区中央街4-22

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>

(販売店)

TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

TEL. 050-6865-6356 FAX. 050-6865-6373