

Exフラッシュライト

Ex Flash Light

ご希望の多い2波長を加えて 全7波長になりました。

UV(360nm)/B(485nm)/C(505nm)G(530nm)/A(590nm)/R(630nm)/DR(660nm)



[用途]

- ・マウスなどの発現観察
- ・植物の発現観察
- ・電気泳動のバンドの確認

[特長]

- 小さくても強力照射、さらに均一性が増してリニューアル
- コントラストを高めるLowPassフィルター 組込み式
- 励起波長が増えて多くの蛍光物質に対応しました。
- 励起光源の660nmで、インフラレッドなど近赤外線蛍光の観察ができます。
- 暗室でもフィールドでも、その場で蛍光観察ができます。

B (470nm)



G (530nm)



[蛍光色素対応]

UV	Sirius,EBFP
B	EtBr,SYBRgreen,Gelgreen,SYPROruby
C	EYFP など
G	RFP,mcherry,KusabiraOrange など
DR	Infrared の観察

[簡易フィルター]



ライトを差込んで使えます。



ただ今、シャープカットゴーグルをプレゼント!!

カタログNO.	品 名	入 数	価 格
EXF-UV	Exフラッシュライト UV (365nm)	1	¥48,000
EXF-B	Exフラッシュライト B (470nm)	1	¥40,000
EXF-C	Exフラッシュライト C (505nm)	1	¥40,000
EXF-G	Exフラッシュライト G (530nm)	1	¥40,000
EXF-A	Exフラッシュライト A (590nm)	1	¥40,000
EXF-R	Exフラッシュライト R (630nm)	1	¥40,000
EXF-DR	Exフラッシュライト DR (660nm)	1	¥48,000
EXF-FOR	簡易フィルター (オレンジ)	1	¥5,000
EXF-F-R	簡易フィルター (レッド)	1	¥5,000

 **家田貿易株式会社**

(販売店)

札幌営業所 TEL.090-2226-5660 大阪営業所 TEL.06-6338-1518
 仙台営業所 TEL.022-395-9878 熊本営業所 TEL.096-285-1907
 東京本社 TEL.03-3816-2861 沖縄営業所 TEL.090-2210-7721

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>
 E-mail: boeki@idea-group.co.jp