

顕微鏡用カメラ

顕微鏡用カメラ・SuperShot

使い勝手がよくコストパフォーマンスが高い
顕微鏡カメラです。(コンピューター不要)

13.1inch Full HDモニター付いてます!



【仕様】

CMOSセンサー：裏面照射SonyIMX307C
センサーサイズ：1/2.8inch(5.12×3.84)
ピクセルサイズ：2.9×2.9μm
画素数：200万画素
フレームレート：60fps(1920×1080)



【特徴】

- Sony 裏面照射 CMOS センサーで画像もきれいです。
- 感度が高く普通の蛍光画像も撮影できます。
- カメラに直接マウスをつないでコントロールできます。
- 撮影画像に名前がつけられます。
- フレームレートが早くストレスがありません。

カタログNO.	品名	価格
SuperShot	SuperShot顕微鏡用HDMIカメラ	¥190,000
ExFocus	Cマウントアダプタ(各社有り)	¥30,000
SM-D	マイクロメーター-0.1/0.01mm混合目盛	¥10,000

HDMI 4Kカメラ・Tribrid Camera

コンピューター不要! 『13.3inch 4Kモニターセットキャンペーン』
高画質の4Kカメラを内蔵のソフトウェアでモニターを見ながらコントロールできます。



【仕様】

センサー：裏面照射CMOS Sony IMX334
1/1.8 inch 3840×2160 829万画素
HDMI出力：3840×2160 60fps
コントロール：カメラ内蔵ソフトor PCコントロール
静止画保存：800万画素
動画保存：4K 30fps MP4

【特長】

- 4Kの高精細画像がお手軽に実現
 - 画像保存はSDカードかWi-FiでPCに送信
 - USB3.0でPC繋いで、多機能なソフトウェアでコントロール
 - カメラとPCをLANもしくはWi-Fiで接続してコントロール
- 【付属品】

カメラ本体、ACアダプター、USBマウス、USB Wi-Fiアダプター、HDMIケーブル、USB3.0ケーブル、PC用ソフトウェア USB、SDカード 16GB

カタログNO.	品名	入数	価格
Xcam4K-TFT	4Kモニターセット	1	¥360,000
Xcam4K	4K Tribridカメラ	1	¥300,000

HDMIカメラ・TrueChrome II Plus

お持ちの顕微鏡にCマウントで接続するだけで簡単に使用できる顕微鏡用カメラです。CCDカメラから直接HDMIケーブルでモニターに画像を表示する事ができ、フルHD 30fpsだから高解像度でもリアルタイム画像にもたつきがありません。

PC不要で直接モニターを見ながらマウスで操作が可能!
蛍光撮影にさらに強くなりました。

11.6inch Full HDモニタープレゼント!

スタンドでもカメラ固定でも使える2wayの高精細Full HDモニターをプレゼントいたします。省スペースで色再現性も良く顕微鏡モニターとして最適です。



【仕様】

センサー：裏面照射CMOS Sony IMX291
HDMI出力：1920×1080 30fps (ズーム機能付)
コントロール：カメラ内蔵ソフト、マウス操作
静止画保存：600万画素(SDカード)
動画保存：1920×1080 30fps(SDカード)
動画保存形式：AVI

カタログNO.	品名	価格
TC-II Plus	顕微鏡用HDMIカメラ	¥230,000
ExFocus	Cマウントアダプタ(各社有り)	¥30,000
SM-D	マイクロメーター-0.1/0.01mm混合目盛	¥10,000

 家田貿易株式会社

(販売店)

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp <https://www.ieda.co.jp/boeki/>