


LEDトランスイルミネーター & LEDゲルカッティングステージ

UVによる人体への影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色(485nm)LEDを使った透過型LED照明装置です。ステージシリーズなどの撮影装置と組み合わせて使用できます。観察や切り出しに使用する場合は別売の観察用オレンジフィルターをご使用ください。

UVによる人体への影響やタンパクやDNAの損傷を抑えます！

LED トランスイルミネーター



[LED100仕様]

- ・ 光源：青色LED(485nm)
- ・ 本体寸法：W220×D220×H55(105)
- ・ 照射エリア：110mm×100mm
- ・ 電源：ACアダプター




オプションフィルター付き

[LED150仕様]

- ・ 光源：青色LED(485nm)
- ・ 本体寸法：W300×D310×H55(105)
- ・ 照射エリア：150mm×150mm
- ・ 電源：ACアダプター

LED カッティングステージ



[仕様]

- ・ 観察エリア：最大100×100mm
- ・ 本体寸法：W210×D220×H160mm
- ・ 電源：ACアダプター

カタログNO.	品 名	価 格
LED100	LED100トランスイルミネーター	¥150,000
LED100F	LED100用観察用オレンジフィルター	¥10,000
LTI-EXLB	LED150トランスイルミネーター(観察用フィルタ付き)	¥148,000
LCS-EXB	LEDゲルカッティングステージ(485nm)	¥85,000

 **IEDA 家田貿易株式会社**

東京本社: TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347
札幌営業所: TEL.090-2226-5660 TEL/FAX.011-709-2755
仙台営業所: TEL.022-395-9878 FAX.022-395-9879
大阪営業所: TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626
熊本営業所: TEL.096-285-1907 FAX.096-285-1908
沖縄営業所: TEL.090-2210-7721 TEL/FAX.098-859-6271
<http://www.ieda.co.jp/boeki/> Email: boeki@iedagroup.co.jp