

◀ カテゴリーB感染性物質用輸送容器 ▶


新型コロナウイルス等感染症のPCR検査用検体や、血液、尿、スワブ、組織片等の医療検体を輸送するにはカテゴリーBの感染性物質輸送容器に入れて輸送しなければなりません。漏洩しない一次容器に入れた検体をカテゴリーBの輸送容器に入れて包装できます。少量の検体を郵便で輸送する場合はポストにも投函できるポスタルパックが便利です。

ポスタルパック



バイオバッグ

95kPa耐圧フィルム製二次容器



バイオシッパー1

【セット内容】

- ・4G外装容器×1
- ・バイオバッグ1×1
- ・吸収材クッションポーチ×1
- ・開封防止シール×1



バイオシッパー1にはバイオバッグ1が4枚まで入ります。
(バイオバッグ1と吸収材は別途ご購入ください。)

バイオシッパー2

【セット内容】

- ・4G外装容器×1
- ・バイオバッグ2×1
- ・吸収材クッションポーチ×2
- ・開封防止シール×1



バイオバッグ2には2mLチューブ100本立ての保存用ラックが2つまで入ります。
バイオシッパー2には保存用ラックが4つまで入るので、2mLチューブは最大400本まで梱包可能です。(バイオバッグ2と吸収材は別途ご購入ください。)

カタログNO.	品 名	入 数	価 格 (消費税抜き)
AS-760-S	ポスタルパック	2	¥11,000
AS-760	ポスタルパック	24	¥110,000
AS-751	バイオバッグ1	25	¥63,000
AS-752	バイオバッグ2	25	¥98,000
AS-761	バイオシッパー1	10	¥46,000
AS-762	バイオシッパー2	10	¥80,000

IEDA 家田貿易株式会社

札幌営業所 〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号
仙台営業所 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
東京本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
大阪営業所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401
熊本営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39
沖縄営業所 〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
<http://www.ieda.co.jp/boeki/> E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

TEL. 090-2226-5660 FAX. 011-709-2755
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908
TEL. 090-2210-7721 FAX. 098-859-6271