

グリーンディングキャンペーン

2025年7月14日～2025年11月30日まで



超音波ホモジナイザー

低出力タイプ

20%
OFF

VC-50



3mmプローブ標準付属

20%
OFF

VCX-130



6mmプローブ標準付属

35%
OFF

台数限定キャンペーン

VCX-130PB



プッシュボタン付き
3mmプローブ標準付属

タイプ	出力	標準プローブ	タイマー	パルサー	プッシュボタン	価格	キャンペーン価格
VC-50	50W	3mm	×	×	×	¥520,000	¥416,000
VCX-130PB	130W	3mm	×	×	○	¥760,000	¥494,000
VCX-130	130W	6mm	○	○	×	¥780,000	¥624,000

高出力タイプ

高出力用カップホーン

カップホーンはサンプルを密閉状態で処理することが可能でコンタミ防止に有効です。
詳しくはお問合せ下さい。

15%
OFF

VCX-500/750



13mmタップ型
プローブ標準付属



タイプ	VCX-500	VCX-750	VC-505
出力	500W	750W	500W
標準プローブ	13mm	13mm	13mm
タイマー	○	○	○
パルサー	○	○	○
プログラム	○	○	×
温度コントロール	○	○	×
価格	¥1,150,000	¥1,240,000	¥1,050,000
キャンペーン価格	¥977,500	¥1,054,000	¥892,500

VC-505



13mmタップ型
プローブ標準付属



家田貿易株式会社

メカニカルホモジナイザー



25% OFF

PRO200



80-20000
スタンドは別売

〔仕様〕
回転速度：5,000～35,000rpm
処理量：0.05mL～500mL
電力：144W
重量：0.5kg
ノイズレベル：68dB
サイズ：W54×D50×H200mm

〔仕様〕
回転速度：10,000～30,000rpm
処理量：0.05mL～5L
電力：576W
重量：1.4Kg
ノイズレベル：72dB
サイズ：W69×D69×H228mm

カタログNo.	品名	価格	キャンペーン価格
01-01200	PRO200ホモジナイザー	¥200,000	¥150,000
80-20000	PRO200スタンドアッセンブリー	¥75,000	¥56,250
01-01250	PRO250ホモジナイザー	¥300,000	¥225,000
80-25000	PRO250スタンドアッセンブリー	¥80,000	¥60,000
80-00250	PRO250スタンドアッセンブリー(U字スタンド)	¥141,000	¥105,750
02-05075	5mmX75mm鋸歯状ジェネレーター	¥245,000	¥183,750
02-07095	7mmX95mm鋸歯状ジェネレーター	¥245,000	¥183,750
02-10115	10mmX115mm鋸歯状ジェネレーター	¥259,000	¥194,250
02-20115	20mmX115mm鋸歯状ジェネレーター	¥344,000	¥258,000
02-30200	30mm×200mmオープンスロット状ジェネレーター	¥580,000	¥435,000

既にPRO200・PRO250をお持ちのお客様へ
機器のメンテナンスにお伺いさせていただきますので
お気軽にお声がけ下さい。

PRO250



80-25100
スタンドは別売

ペルチェ式クーリング&ヒーティングユニット



- 素早い加温冷却速度
- ペルチェにより軽量、コンパクトで優れた熱効率を実現
- 幅広いアプリケーションの為に7種類のブロックを用意

サーモセル CHB-202 (プログラム機能付き)



サーモセル・ミキシングブロック MB-101 (ミキシング機能付き)




〔仕様〕
温度設定：0℃～100℃
タイマー：1分～99時間59分
加温時間：35分以下（20℃→100℃）
冷却時間：25分以下（20℃→0℃）
50分以下（100℃→0℃）

〔仕様〕
温度設定：0℃～105℃
温度制度：±0.5℃
攪拌速度：300rpm～1,500rpm
タイマー：1分～99時間59分
加温時間：12分（20℃→100℃）
冷却時間：3分（室温→RT-10℃）
15分（100℃→10℃）

20% OFF

別売サーモセル用ブロック



カタログNo	品名	数量	価格	キャンペーン価格
CHB-202	サーモセル(本体のみ)	1台	¥115,000	¥92,000
MB-101	サーモセル・ミキシングブロック(本体のみ)	1台	¥255,000	¥204,000
CHB-202A	1.5ml用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202B	0.5ml用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202C	0.2ml用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202H	2.0ml用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202D	試験管用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202E	ウォーターバスブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202G	ミックスブロック	1個	¥59,000	¥47,200
CHB-202J	プレート用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600

オービタルシェイカー

OS-300

OS-100



20% OFF

* プラットホーム類につきましてはお近くの営業所の担当営業にお問合せ下さい。

[仕様]
回転速度：50～300rpm
回転運動：10mmオービタル
重 量：7.2kg
使用環境：4～45℃、湿度70%まで
最大負荷：3kg
タイマー：1分～99時間59分
本体サイズ：W280×D270×H110mm

[仕様]
回転速度：50～250rpm
回転運動：15mmオービタル
重 量：17.5kg
使用環境：4～45℃、湿度70%まで
最大負荷：8kg
タイマー：1分～99時間59分
本体サイズ：W320×D350×H145mm

カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
OS-100	オービタルシェイカー OS-100(本体のみ)	¥140,000	¥112,000
OS-300	オービタルシェイカー OS-300(本体のみ)	¥330,000	¥264,000

クールインキュベーター CN-25C

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better 三菱電機エンジニアリング株式会社



ペルチェ素子を使い1℃刻みで温度設定可能な理化学用途に最適なクールインキュベーターです。
内容積 25 L、設定温度 3～45℃ (1℃刻み)

[仕様]
温度設定：3～45℃ (1℃単位)
庫内寸法：265×260×360mm
外形寸法：345×445×477mm
冷却加温装置：ペルチェ素子モジュール
内容積：25 L (90mmΦシャーレ100枚収納)
重量：12kg
消費電力：98W
付属品：棚板1枚 (3分割タイプ)



クールインキュベーター CN-40A

ペルチェ素子を使い1℃刻みで温度設定可能な理化学用途に最適な大容量タイプのクールインキュベーターです。
内容積 41 L、設定温度 3～45℃ (1℃刻み)、最大9ステップのプログラム運転が可能！

15% OFF



[仕様]
温度設定：3～45℃ (1℃単位)
庫内寸法：360×276×420mm
外形寸法：450×455×550mm
冷却加温装置：ペルチェ素子モジュール
内容積：41L (内扉内37L) 内扉は取外し可
(90mmΦシャーレ140枚以上収納)
消費電力：98W 重量：18kg
付属品：棚板2枚、鍵2ヶ




カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
CN-25C	クールインキュベーターCN-25C	¥130,000	¥110,500
CN-40A	クールインキュベーターCN-40A	¥219,500	¥187,000




30% OFF


台数限定キャンペーン



30% OFF



ローテーター CRT-350



ヒーティングブロック CHB-350T

30% OFF



20% OFF

ボルテックスミキサー VM-96A

カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
CRT-350	ローテーター (本体のみ)	¥215,000	¥150,500
CHB-350T	ヒーティングブロック (本体のみ)	¥176,000	¥123,200
CRS-350	ロッキングシェーカー (本体のみ)	¥170,000	¥119,000
CWS-350	ウェイビングシェーカー (本体のみ)	¥170,000	¥119,000
VM-96A	ボルテックスミキサー フラットプラットフォーム(標準附属)	¥61,000	¥48,800



AAA36521



AAA36522



AAA36523



AAA36524



AAA36525



AAA36526

ペンカウンター



■ コロニーカウント、その他の数量計測に応用可能

20% OFF

シャーレの裏からコロニー上にマーカーでマークしながらカウントしていくコロニーカウンターです。カウントと同時にブザー音も鳴るので、カウントロスが防げます。マーカーは市販のマッキー（極細/超極細）が最適です。マッキー以外でも太さ11mm以下のマーカーなら使用可能です。

カタログNO	品 名	数 量	価 格	キャンペーン価格
DOT-PEN	ペンカウンター	1式	¥28,000	¥22,400