


ローテーター・ヒーティングブロック・ロックング&ウェイビングシェーカー



ローテーター
CRT-350



ヒーティングブロック
CHB-350T



JeioTech

ロックング ウェイビング



ロックング&ウェイビングシェーカー
CRS-350 / CWS-350

カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
CRT-350	ローテーター (本体のみ)	¥215,000	¥150,500
AAA3E501	チューブホルダー付きディスク(1.5mL用) 60本掛	¥41,000	¥28,700
AAA3E502	チューブホルダー付きディスク(5mL用) 18本掛	¥22,500	¥15,750
AAA3E503	チューブホルダー付きディスク(15mL用)18本掛	¥19,500	¥13,650
AAA3E504	チューブホルダー付きディスク(50mL用)12本掛	¥15,000	¥10,500

CRS-350	ロックングシェーカー (ディンブルマットトレイ、シリコンパッド標準附属)	¥170,000	¥119,000
CWS-350	ウェイビングシェーカー (ディンブルマットトレイ、シリコンパッド標準附属)	¥170,000	¥119,000
AAA38501	ラバーマット (トレイ、スティッキーパッド)	¥8,500	¥5,950
AAA38502	ディンブルマット (トレイ、シリコンパッド)	¥8,500	¥5,950
AAA38503	ユニバーサルハーネス(トレイ、スティッキーパッド、ゴムバンド6個)	¥13,000	¥9,100

CHB-350T	ヒーティングブロック (本体のみ)	¥176,000	¥123,200
CHB-0029	交換用ブロック(0.5mL x 48本)	¥26,000	¥18,200
CHB-0030	交換用ブロック(0.2mL x 96本)	¥52,000	¥36,400
CHB-0031	交換用ブロック(15mL x 15本)	¥26,000	¥18,200
CHB-0033	交換用ブロック(50mL x 6本)	¥39,000	¥27,300
CHB-0045	交換用ブロック(1.5mL/2.0mL x 30本)	¥24,000	¥16,800

ボルテックスミキサー
VM-96A



カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
VM-96A	ボルテックスミキサー フラットプラットフォーム(標準附属)	¥61,000	¥48,800
AAA36521	チューブホルダー Φ10mm x 16本	¥5,500	¥4,400
AAA36522	チューブホルダー Φ12mm x 9本	¥5,500	¥4,400
AAA36523	チューブホルダー Φ15mm x 9本	¥5,500	¥4,400
AAA36524	チューブホルダー Φ20mm x 5本	¥5,500	¥4,400
AAA36525	チューブホルダー Φ25mm x 4本	¥5,500	¥4,400
AAA36526	チューブホルダー Φ8mm x 18本 & Φ10mm x 28本	¥5,500	¥4,400
VMS0008JT	マイクロプレートトレイ	¥5,500	¥4,400



20%
OFF

IEDA 家田貿易株式会社

東京本社：TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347
札幌営業所：TEL.090-2226-5660 TEL/FAX.011-709-2755
仙台営業所：TEL.022-395-9878 FAX.022-395-9879
大阪営業所：TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626
熊本営業所：TEL.096-285-1907 FAX.096-285-1908
沖縄営業所：TEL.090-2210-7721 TEL/FAX.098-859-6271
http://www.ieda.co.jp/boeki/ E-mail:boeki@ieda-group.co.jp

グリーティングキャンペーン

2025年7月14日～2026年3月31日まで 延長

SONICS
SONICS & MATERIALS, INC.

超音波ホモジナイザー 低出力タイプ



3 mmプローブ標準付属



6 mmプローブ標準付属



台数限定キャンペーン
VCX-130PB

プッシュボタン付き
3 mmプローブ標準付属

タイプ	出 力	標準プローブ	タイマー	パルサー	プッシュボタン	価 格	キャンペーン価格
VC-50	50W	3mm	×	×	×	¥520,000	¥416,000
VCX-130PB	130W	3mm	×	×	○	¥760,000	¥494,000
VCX-130	130W	6mm	○	○	×	¥780,000	¥624,000

高出力タイプ

高出力用カップホーン

カップホーンはサンプルを密閉状態で処理することが可能でコンタミ防止に有効です。
詳しくはお問合せ下さい。



13mmタップ型
プローブ標準付属



VC-505



13mmタップ型
プローブ標準付属

タイプ	VCX-500	VCX-750	VC-505
出 力	500W	750W	500W
標準プローブ	13mm	13mm	13mm
タイマー	○	○	○
パルサー	○	○	○
プログラム	○	○	×
温度コントロール	○	○	×
価 格	¥1,150,000	¥1,240,000	¥1,050,000
キャンペーン価格	¥977,500	¥1,054,000	¥892,500

IEDA 家田貿易株式会社

メカニカルホジナイザー



〔仕様〕
回転速度：5,000～35,000rpm
処理量：0.05mL～500mL
電 力：144W
重 量：0.5kg
ノイズレベル：68dB
サイズ：W54×D50×H200mm

カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
01-01200	PRO200ホジナイザー	¥200,000	¥150,000
80-20000	PRO200スタンドアッセンブリー	¥75,000	¥56,250
01-01250	PRO250ホジナイザー	¥300,000	¥225,000
80-25000	PRO250スタンドアッセンブリー	¥80,000	¥60,000
80-25100	PRO250スタンドアッセンブリー(U字スタンド)	¥141,000	¥105,750
02-05075	5mmX75mm鋸歯状ジェネレーター	¥260,000	¥195,000
02-07095	7mmX95mm鋸歯状ジェネレーター	¥260,000	¥195,000
02-10115	10mmX115mm鋸歯状ジェネレーター	¥270,000	¥202,500
02-20115	20mmX115mm鋸歯状ジェネレーター	¥400,000	¥300,000
02-30200	30mm×200mmオープンスロット状ジェネレーター	¥580,000	¥435,000

既にPRO200・PRO250をお持ちのお客様へ
機器のメンテナンスにお伺いさせていただきますので
お気軽にお声がけ下さい。

25%
OFF



ペルチェ式クーリング&ヒータリングユニット



- 素早い加温冷却速度
- ペルチェにより軽量、コンパクトで優れた熱効率を実現
- 幅広いアプリケーションの為に8種類のブロックを用意

サーモセル CHB-202
(プログラム機能付き)



〔仕様〕
温度設定：0℃～100℃
タイマー：1分～99時間59分
加温時間：35分以下（20℃→100℃）
冷却時間：25分以下（20℃→0℃）
50分以下（100℃→0℃）


サーモセル・ミキシングブロック MB-101
(ミキシング機能付き)



〔仕様〕
温度設定：0℃～105℃
温度制度：±0.5℃
攪拌速度：300rpm～1,500rpm
タイマー：1分～99時間59分
加温時間：12分（20℃→100℃）
冷却時間：3分（室温→RT-10℃）
15分（100℃→10℃）

20%
OFF

別売サーモセル用ブロック



カタログNo	品 名	数量	価格	キャンペーン価格
CHB-202	サーモセル(本体のみ)	1台	¥115,000	¥92,000
MB-101	サーモセル・ミキシングブロック(本体のみ)	1台	¥255,000	¥204,000
CHB-202A	1.5ml用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202B	0.5ml用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202C	0.2ml用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202H	2.0ml用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202D	試験管用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202E	ウォーターバスブロック	1個	¥42,000	¥33,600
CHB-202G	ミックスブロック	1個	¥59,000	¥47,200
CHB-202J	プレート用ブロック	1個	¥42,000	¥33,600

オービタルシェイカー



OS-100

〔仕様〕
回転速度：50～300rpm
回転運動：10mmオービタル
重 量：7.2kg
使用環境：4～45℃,湿度70%まで
最大負荷：3kg
タイマー：1分～99時間59分
本体サイズ：W280×D270×H110mm



OS-300

〔仕様〕
回転速度：50～250rpm
回転運動：15mmオービタル
重 量：17.5kg
使用環境：4～45℃,湿度70%まで
最大負荷：8kg
タイマー：1分～99時間59分
本体サイズ：W320×D350×H145mm

20%
OFF

カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
OS-100	オービタルシェーカー OS-100(本体のみ)	¥140,000	¥112,000
PP-1	OS-100用フラットプラットフォーム	¥11,500	¥9,200
PP12-100	100mLフラスコ用プラットフォーム	¥32,000	¥25,600
PP06-250	250mLフラスコ用プラットフォーム	¥29,000	¥23,200
PP-SP	スプリングワイヤープラットフォーム	¥51,000	¥40,800
UP-1	ユニバーサルプラットフォーム	¥40,000	¥32,000


OS-300	オービタルシェーカー OS-300(本体のみ)	¥330,000	¥264,000
S-PP-1	フラットプラットフォーム	¥22,500	¥18,000
S-PP-2	フラスコ用プラットフォーム	¥21,000	¥16,800
SH250	250mLフラスコ用クランプ	¥3,200	¥2,560
SH500	500mLフラスコ用クランプ	¥4,200	¥3,360
SH1000	1000mLフラスコ用クランプ	¥5,300	¥4,240
S-UP-SP	スプリングワイヤープラットフォーム	¥51,000	¥40,800

クールインキュベーター CN-25C

ペルチェ素子を使い1℃刻みで温度設定可能な理化学用途に最適なクールインキュベータです。
内容積 2.5L 設定温度 3～4.5℃（1℃刻み）



〔仕様〕
温度設定：3～45℃（1℃単位）
庫内寸法：265×260×360mm
外形寸法：345×445×477mm
冷却加温装置：ペルチェ素子モジュール
内容積：25L（90mmΦシャーレ100枚収納）
重量：12kg
消費電力：98W
付属品：棚板1枚（3分割タイプ）



クールインキュベーター CN-40A

ペルチェ素子を使い1℃刻みで温度設定可能な理化学用途に最適な
大容量タイプのクールインキュベータです。
内容積 4.1L 設定温度 3～4.5℃（1℃刻み）、最大9ステップのプログラム運転が可能！



〔仕様〕
温度設定：3～45℃（1℃単位）
庫内寸法：360×276×420mm
外形寸法：450×455×550mm
冷却加温装置：ペルチェ素子モジュール
内容積：41L（内扉内37L）内扉は取外し可
（90mmΦシャーレ140枚以上収納）
消費電力：98W 重量：18kg
付属品：棚板2枚、鍵2ヶ



15%
OFF

カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
CN-25C	クールインキュベーターCN-25C	¥130,000	¥110,500
CN-40A	クールインキュベーターCN-40A	¥219,500	¥187,000