


ステンレスワイヤーラック



折り曲げ加工で、ワイヤーの切り口がありません。

(50mLコニカルチューブ6本立)

折り曲げ加工だけで作ったユニークなステンレスワイヤー製のコニカルチューブ用ラックです。ワイヤーの切り口がないため、手袋が引っかかって破れたり、ワイパーが引っかかって繊維が残ったりしません。

SPECIFICATION

- 拭きやすい角のない安全操作設計
- チューブ間隔が広く載せたまま開閉できる
- 材質は錆びにくいステンレス(SUS303)製でオートクレーブ可能
- CPCやアイソレーターでの使用に最適



隣のチューブと干渉しません。



50mL コニカルチューブ
(6本立)



15mL コニカルチューブ
(12本立)




15mL コニカルチューブ 段差付き
(12本立)

[特注ラックにも対応可能]



500mL コニカルチューブ



60mmφ 遠心チューブ

カタログNO.	品名	サイズ(W×D×H)	チューブ設置可能数
SUS-15	ステンレスワイヤーラック(15mL用)	180×87×77mm	12本
SUS-15S	ステンレスワイヤーラック(15mL用) 段差付き	180×87×97mm	12本
SUS-50	ステンレスワイヤーラック(50mL用)	175×87×75mm	6本
SUS-250	ステンレスワイヤーラック(外径60mmφ、150~250mL用)	215×136×86mm	6本



家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田 TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401 TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626
 〒860-0802 熊本県熊本市中央区中央街4-22 TEL. 050-6865-6356 FAX. 050-6865-6373

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

<http://www.ieda.co.jp/boeki/>