


トランスイルミネーター

ビルバールーマット社のトランスイルミネーターは長寿命、高性能のクォーツフィルターを使用していますのでDNAの損傷を抑え鮮明なゲル撮影が可能です。




ECXシリーズ (本体サイズ: W275×D370×H100mm)

カタログNO.	波長	フィルターサイズ (mm)	使用放電管	価 格
ECX15M	312nm	150 × 150	T8M × 4本	¥145,000
ECX20C	254nm	200 × 200	T8C × 5本	¥154,000
ECX20M	312nm	200 × 200	T8M × 5本	¥154,000
ECX20L	365nm	200 × 200	T8L × 5本	¥154,000


TCPシリーズ (2波長タイプ) (本体サイズ: W275×D370×H100mm)

カタログNO.	波長	フィルターサイズ (mm)	使用放電管	価 格
TCP26MC	312nm/254nm	260 × 210	T8M × 5, T8C × 4	¥260,000
TCP26LC	365nm/254nm	260 × 210	T8L × 4, T8C × 5	¥260,000
TCP26LM	365nm/312nm	260 × 210	T8L × 4, T8M × 5	¥260,000


SPECTRAL CURVES



Intensity: 7mW/cm²



Intensity: 8mW/cm²



Intensity: 7mW/cm²

(発売元)



家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39

TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp URL: [http:// www.ieda.co.jp/boeki/](http://www.ieda.co.jp/boeki/)

(販売店)