


## トランスイルミネーター

ビルバールーマット社のトランスイルミネーターは長寿命、高性能のクォーツフィルターを使用していますのでDNAの損傷を抑え鮮明なゲル撮影が可能です。




### ECXシリーズ (本体サイズ: W275×D370×H100mm)

カタログNO.	波長	フィルターサイズ (mm)	使用放電管	価格
ECX15M	312nm	150 × 150	T8M × 5本	¥160,000
ECX20C	254nm	200 × 200	T8C × 5本	¥172,000
ECX20M	312nm	200 × 200	T8M × 5本	¥172,000
ECX20L	365nm	200 × 200	T8L × 5本	¥172,000


### TCPシリーズ (2波長タイプ) (本体サイズ: W275×D370×H100mm)

カタログNO.	波長	フィルターサイズ (mm)	使用放電管	価格
TCP26MC	312nm/254nm	260 × 210	T8M × 5, T8C × 4	¥285,000
TCP26LC	365nm/254nm	260 × 210	T8L × 4, T8C × 5	¥285,000
TCP26LM	365nm/312nm	260 × 210	T8L × 4, T8M × 5	¥285,000


### SPECTRAL CURVES



Intensity: 7mW/cm<sup>2</sup>



Intensity: 8mW/cm<sup>2</sup>



Intensity: 7mW/cm<sup>2</sup>

(発売元)

 **家田貿易株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田 TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347  
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401 TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626  
 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39 TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>

(販売店)