



DOT COUNTER・DOT4 MANUAL COLONY COUNTER

(シャーレ&プレート両用)



シャーレ観察



マイクロプレート観察



タッチペンでカウント

【特長】

- シャーレとマイクロプレートの両方が使用できます。
- 明視野と暗視野のどちらでも観察できます。
- 照明はちらつきのないLEDを使用しているため均一で長寿命です。
- 調光付きのため、サンプルに応じて光の量を調節できます。
- カウントはペンに反応するタッチペン式のため軽く高速でカウントできます。
- 拡大鏡は大きな130mm2.5倍レンズを使用しているため視野が広く目が楽です。

多機能マニュアルコロニーカウンター
(シャーレ&プレート用)


Manual Colony Counter

DOT4・マニュアルコロニーカウンター3タイプ

DOT4

（拡大鏡付き、タッチペン付き）

2.5倍の拡大鏡付きで微小なコロニーも楽にカウントできます。拡大鏡を使わないで済む場合は、拡大鏡を跳ね上げて肉眼でも使用できます。



【仕様】

タイプ	コロニーカウンター・DOT4
方式	感圧式タッチペン
使用可能マーカー	マッキーの極細や超極細など（太さ11mm以下）
照明装置	リング状LED照明
ステージ	12Smm×86mm
対応シャーレ寸法	シャーレ120mmφ以下、プレート12Smm×86mm
電源	12V ACアダプター（100V、50/60Hz）
寸法	W270×D350×H260～500mm（拡大鏡アーム伸縮150～320mm）
重量	7kg


【タッチペン】



※ マッキーなどの市販のマーカーが使えます。
（太さ11mm以下）


DOT4S （メガネルーペ付き、タッチペン付き）

拡大鏡が苦手な人にはレンズの歪みが少ないメガネルーペが便利です。メガネルーペの倍率は1.6倍か1.8倍が付属します。



DOT4ST （拡大鏡無し、タッチペン無し）

他社製のカウンターペンを使ったり、カウンターの付いていない普通のマーカーでマークしながらカウントします。カウンターの付いていないマーカーを使う場合は、数カウント数えたらカウントボタンを左手で押して最後にカウンターの数と掛けてカウント数を出します。またタッチペン用のジャックも付いているので後からタッチペンを追加することもできます。



カタログNO.	品名	仕様	価格
DOT4	コロニーカウンター・DOT4	拡大鏡付きシャーレ&プレート照明装置、タッチペン式カウンター	¥280,000
DOT4S	コロニーカウンター・DOT4S	シャーレ&プレート照明装置、メガネルーペ、タッチペン式カウンター	¥210,000
DOT4ST	コロニーカウンター・DOT4ST	カウントボタン付きシャーレ&プレート照明装置	¥180,000

IEDA 家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11 チェン北大前105号室

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23 第1春山ビル2階H号

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II401

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39

〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO 102号室

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>

TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347

TEL.090-2226-5660 FAX.011-709-2755

TEL.022-395-9878 FAX.022-395-9879

TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626

TEL.096-285-1907 FAX.096-285-1908

TEL.090-2210-7721 FAX.098-859-6271