


PEN・COUNTER

MANUAL COLONY COUNTER



【特長】

- ・市販のマーカーが使えます。
- ・カウンターを見ながらカウントブザーでも確認できます。
- ・コロニーカウントに最適です！

【仕様】

本体材質寸法	アルミニウム、W125×D90×H70mm
タッチペン材質寸法	アルミニウム、ポリアセタール/25mmφ×160mm
タッチペングリップ	軟質塩化ビニール(軟質PVC)、交換可能
ディスプレイ	42mm×12mmLCDディスプレイ
適応マーカー	太さ11mmφ以下のマーカーが取付可能
タッチペンケーブル	80cm、柔軟型VVCケーブル
カウント表示	6桁7セグメントLCD、文字高10.6mm
カウントリセット	カウントリセットボタン
カウントブザー	カウントブザーON/OFF切替スイッチ
カウンター電源	3.6V、1/2AA 内臓リチウム電池 (交換可能、連続動作で7年以上) (電池寿命は保証値ではありません)
ブザー電源	3V圧電ブザー、単三乾電池2本

【適応マーカー】

マッキーの極細や超極細が最適です。
太さ 11mm 以下のマーカーが使用可能です。



【セット内容】



【価格】

カタログNO.	品名	内容	価格
DOT-PEN	ペンカウンター	本体、タッチペン、マッキー1本、キャップ、単三電池2本	¥35,000

 家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田 TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347

〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11 チケン北大前105号室 TEL.090-2226-5660 FAX.011-709-2755

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23 第1春山ビル2階H号 TEL.022-395-9878 FAX.022-395-9879

〒564-0053 大阪府吹田市江坂13-9 江坂シビル館 II 401 TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39 TEL.096-285-1907 FAX.096-285-1908

〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO 102号室 TEL.090-2210-7721 FAX.098-859-6271

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>