

マイクロマルチミキサー Micro Multimixer

マイクロチューブ、試験管、フラスコなどの攪拌に最適です。



攪拌棒（付属品）

ミキサー本体

品名	イメージ	容器	処理量目安
攪拌棒大		ビーカー、フラスコ	100mL ~ 300mL
攪拌棒中		ビーカー、フラスコ	25mL ~ 100mL
攪拌棒小		試験管、コニカルチューブ	5mL ~ 25mL
攪拌ペッスル	 低速回転用	マイクロチューブ	0.5mL ~ 2mL



攪拌ペッスル9993
(9993:別売)

カタログNO.	品名	入数	金額
9996	マイクロミキサー	1式	¥30,000
9993	攪拌ペッスル1.5mL	100本	¥12,800

[構成]

- ・マイクロマルチミキサー x 1本
- ・攪拌棒大・中・小 x 各1本
- ・攪拌ペッスル x 3本
- ・単三乾電池 x 2本
- ・ダミー電池（低速回転用・攪拌ペッスル使用時用） x 1個
- ・O-リング x 1個

[仕様]

- ・本体材質 寸法 : アルミニウム、長さ 200mm x 太さ 32mm
- ・攪拌棒シャフト : 軸（ステンレス）長さ 約 130mm
- ・攪拌棒ペラ : 大中ペラ（真鍮）、小ペラ（ステンレス）
- ・攪拌ペッスル : ポリプロピレン（オートクレーブ可能）
- ・回転速度 : 5,700rpm (1.5V) / 8,000rpm (3.0V)
- ・電源 : 1.5V (単三乾電池 1本) or 3.0V 単三乾電池 2本

家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田 TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347
 〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11 チケン北大前105号室 TEL.090-2226-5660 FAX.011-709-2755
 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23 第1春山ビル2階H号 TEL.022-395-9878 FAX.022-395-9879
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401 TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626
 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39 TEL.096-285-1907 FAX.096-285-1908
 〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO 102号室 TEL.090-2210-7721 FAX.098-859-6271

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp
 URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>