

ラブバッグ

オートクレーブ廃棄用バッグ

〔特長〕

- 材質はポリプロピレン製で耐熱性は抜群
- 132℃(5分)まで使用可能
- 付属の結束バンドで溶けたアガロースも漏らしません。
- 透明性と耐久性もさらにアップ

〔仕様〕

サイズ	内 容
SS (250 × 370mm)	・ラブバッグ200枚 ・結束バンド200本 (SSはバッグのみ)
S (305 × 660mm)	
M (405 × 660mm)	
L (610 × 810mm)	



ラブバッグS, M, L



ラブバッグSS

ラブバッグに新しくSSサイズが新登場！
通常のラブバッグと全く同じ材質、
同じ厚さで製造しています。
サイズ SS 250 × 370mm

注意：ラブバッグSSには結束バンドは付属しません。

ラブバッグ

カタログNO.	品 名	入数	価 格
8001	ラブバッグS	200	¥ 22,000
8002	ラブバッグM	200	¥ 32,000
8003	ラブバッグL	200	¥ 42,000
9904	ラブバッグ用ラック (L用)	1	¥ 29,000
9905	S, M用ラックアダプター	1	¥ 8,500

ラブバッグSS

カタログNO.	品 名	入数	価 格
8000	ラブバッグSS	100	¥ 6,000
8000K	ラブバッグSS ケース	100 × 10袋	¥ 46,000
9903	ラブバッグSS用スタンド	1	¥ 4,800


IEDA 家田貿易株式会社
<https://www.ieda.co.jp/boeki/>
 E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
 TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

札幌営業所 〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11 テケン北大前105号
 TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

仙台営業所 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23 第1春山ビル2階H号
 TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

大阪営業所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401
 TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

熊本営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39
 TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

沖縄営業所 〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
 TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271