

ラブバッグ

オートクレーブ廃棄用バッグ

〔特長〕

- 材質はポリプロピレン製で耐熱性は抜群
- 132℃まで使用可能
- 付属の結束バンドで溶けたアガロースも漏らしません。
- 透明性と耐久性もさらにアップ

〔仕様〕

サイズ	内容
SS (250 × 370mm)	・ラブバッグ200枚 ・結束バンド200本 (SSはバッグのみ)
S (305 × 660mm)	
M (405 × 660mm)	
L (610 × 810mm)	



ラブバッグS, M, L



ラブバッグSS

ラブバッグに新しくSSサイズが新登場!
通常のラブバッグと全く同じ材質、
同じ厚さで製造しています。
サイズ SS 250×370mm

注意：ラブバッグSSには結束バンドは付属しません。

ラブバッグ

カタログNO.	品名	入数	価格
8001	ラブバッグS	200	¥ 18,000
8002	ラブバッグM	200	¥ 25,000
8003	ラブバッグL	200	¥ 34,000
9904	ラブバッグ用ラック (L用)	1	¥ 22,000
9905	S, M用ラックアダプター	1	¥ 8,500

ラブバッグSS

カタログNO.	品名	入数	価格
8000	ラブバッグSS	100	¥ 5,000
8000K	ラブバッグSS ケース	100 × 10袋	¥ 38,000
9903	ラブバッグSS用スタンド	1	¥ 4,800

 IEDA 家田貿易株式会社 <https://www.ieda.co.jp/boeki/>
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271