

# ラブバッグ

## オートクレーブ廃棄用バッグ

### 〔特長〕

- 材質はポリプロピレン製で耐熱性は抜群
- 132℃(5分)まで使用可能
- 付属の結束バンドで溶けたアガロースも漏らしません。
- 透明性と耐久性もさらにアップ

### 〔仕様〕

サイズ	内容
SS (250 × 370mm)	・ラブバッグ200枚 ・結束バンド200本 (SSはバッグのみ)
S (305 × 660mm)	
M (405 × 660mm)	
L (610 × 810mm)	



### ラブバッグS, M, L



### ラブバッグSS

ラブバッグに新しくSSサイズが新登場!  
 通常のラブバッグと全く同じ材質、  
 同じ厚さで製造しています。  
 サイズ SS 250 × 370mm

注意：ラブバッグSSには結束バンドは付属しません。

### ラブバッグ

カタログNO.	品名	入数	価格
8001	ラブバッグS	200	¥ 22,000
8002	ラブバッグM	200	¥ 32,000
8003	ラブバッグL	200	¥ 42,000
9904	ラブバッグ用ラック (L用)	1	¥ 22,000
9905	S, M用ラックアダプター	1	¥ 8,500

### ラブバッグSS

カタログNO.	品名	入数	価格
8000	ラブバッグSS	100	¥ 6,000
8000K	ラブバッグSS ケース	100 × 10袋	¥ 46,000
9903	ラブバッグSS用スタンド	1	¥ 4,800


**IEDA 家田貿易株式会社**
<https://www.ieda.co.jp/boeki/>  
 E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田  
 TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401  
 TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号  
 TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39  
 TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春町10-23第1春山ビル2階H号  
 TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号  
 TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271