

㊦ 北海ブランド硝子製体積計

乳脂計・Milk Butyrometer

酪農王国の北海道を舞台に活躍してきた北海ブランドの乳脂計です。乳製品の脂肪含有率を測定する高精度のガラス計量器で、測定精度の基本となる目盛付けに北海計量器独自の技術を継承しており高い信頼性が確保されています。牛乳・チーズ・バター・アイスクリーム・ヨーグルトなどの乳製品に検査はかかせません。ゲルベル法(GererMethod)バブコック法(Babck Method)に対応できる商品を各種取り揃えております。

カタログNO.	品 名	規 格	価 格
0101	乳脂計・バブコック全乳用	0～8%	販売終了
0102	乳脂計・バブコッククリーム用	50%	¥3,900
0103	乳脂計・バブコッククリーム用	60%	¥3,900
0104	乳脂計・アイスクリーム用	10%	¥4,100
0105	乳脂計・アイスクリーム用	20%	販売終了
0106	乳脂計・スキムボトル	0～50%	販売終了
0107	乳脂計・ゲルベル	0～9%	販売終了
0110	乳脂計・ゲルベルクリーム	0～50%	販売終了



スキムボトル
0～50%



ゲルベル



アイス
クリーム用
10%

バブコック
クリーム用
60%

バブコック
全乳用
0～8%

牛乳用ピペット・Milk Pipette

カタログNO.	品 名	規 格	価 格
0631C	牛乳用ホールピペット	8.8mL	販売終了
0634C	牛乳用ホールピペット	11mL	販売終了
0636	牛乳用ホールピペット	17.6mL	販売終了
0527S	牛乳用メスピペット 7本目盛り	2.2mL	¥ 730
0530S	牛乳用メスピペット 8本目盛り	2.2mL	¥ 800
0531C	牛乳用メスピペット	11mL	¥ 940



牛乳用メスピペット



牛乳用ホールピペット

メスフラスコ(全量フラスコ)

JIS R3505(1994年)クラスAの〔体積の許容誤差〕で製作しています。

カタログNO.	容量(mL)	許容誤差(mL)	TS栓	価 格
0202C	10	±0.025	9	販売終了
0203	20	±0.04	9	販売終了
0204	25	±0.04	9	¥1,900
0207C	50	±0.06	13	¥1,950
0208C	100	±0.1	13	販売終了
0209C	200	±0.15	16	¥2,700
0210C	250	±0.15	16	¥3,200
0211C	300	±0.15	16	¥6,900
0212C	500	±0.25	19	¥3,600
0213C	1000	±0.4	22	¥4,450
0214	2000	±0.6	27	販売終了



メスフラスコ

液量計・円筒型, 円錐型

カタログNO.	形状	容量(mL)	目盛容量(mL)	価 格
0910A	円筒型	10	1	販売終了
0911	円筒型	20	1	販売終了
0912A	円筒型	50	2	販売終了
0913A	円筒型	100	2.5	販売終了
0914	円筒型	200	5	販売終了
0904	円錐型	30	1	販売終了




流量計・円錐型



流量計・円筒型

生地シリンダー(目盛なしシリンダー)

カタログNO.	容量(mL)	価 格
1001	50	¥1,360
1002	100	¥1,600
1003	200	¥1,900
1004	250	¥2,100
1005	300	¥2,700
1006	500	¥3,500
1007	1000	¥6,700




生地シリンダー

メスシリンダー

JIS R3505(1994年)クラスAの〔体積の許容誤差〕で製作しています。

カタログNO.	容量(mL)	許容誤差(mL)	価 格
0402C	10	±0.1	¥1,150
0403C	20	±0.2	¥1,250
0404C	25	±0.25	¥1,580
0405C	50	±0.5	¥1,650
0406C	100	±0.5	¥1,950
0407C	200	±1.0	¥2,400
0408C	250	±1.25	¥2,600
0410C	500	±2.5	販売終了
0411C	1000	±5.0	¥9,600



メスシリンダー