

2026 年 1 月吉日

お得意先様各位

家田貿易株式会社

### 「滅菌バッグ」EOG インジケーターの色変更について

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在ご使用いただいております「SS 滅菌バッグ」および「SS 滅菌ロール」に使用している EOG インジケーターにつきまして、従来使用しておりましたインク（イエロー→ピンク）が廃番となることから、下記の通りインジケーター仕様を変更させていただくこととなりました。

なお、本変更はインジケーターの色調のみの変更であり、滅菌判定機能や性能、製品の品質・安全性に影響を及ぼすものではございません。

お取引先様にはご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象製品

SS 滅菌バッグ F-3/F-4/F-5/F-6/FG-7

SS 滅菌ロール H-50/H-80/H-130/H-180/H-230/H-340

#### 2. 変更内容

EOG インジケーターの色

現行品：イエロー → ピンク

変更品：セピア → グリーン

※表示方法・判定基準に変更はございません。

#### 3. 変更理由

従来使用していたインクの製造終了（廃番）に伴う代替対応のため。

#### 4. 変更時期

現行品の在庫がなくなり次第、順次切り替え予定