

# ◀ 新型コロナウイルスのPCR検体輸送用 ▶


## カテゴリーB用輸送容器

新型コロナウイルス感染症のPCR検査用の検体を輸送するにはカテゴリーBの感染性物質輸送容器に入れて輸送しなければなりません。漏洩しない一次容器に入れた検体をカテゴリーBの輸送容器に入れて包装します。少量の検体を郵便で輸送する場合はポストにも投函できるポスタルパックが便利です。

### ポスタルパック



### バイオバッグ



### バイオシッパー-1



バイオシッパー-1にはバイオバッグ1が4枚まで入ります。  
(バイオバッグ1と吸収材は別途ご購入ください。)

### バイオシッパー-2



バイオバッグ2には2mLチューブ100本立ての保存用ラックが2つまで入ります。  
バイオシッパー-2には保存用ラックが4つまで入るので、2mLチューブは最大400本まで梱包可能です。(バイオバッグ2と吸収材は別途ご購入ください。)

カタログNO.	品名	入数	価格 (消費税抜き)
AS-760-S	ポスタルパック	2	¥8,500
AS-760	ポスタルパック	24	¥98,000
AS-751	バイオバッグ1	25	¥56,000
AS-752	バイオバッグ2	25	¥92,000
AS-761	バイオシッパー-1	10	¥40,000
AS-762	バイオシッパー-2	10	¥69,000